

Комплекты магнитных мешалок Hei-PLATE, Hei-Tec, Hei-Standard, Hei-End Описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	

Heidolph комплект Reflux Package Connect

Включает магнитную мешалку Hei-Connect.



Страна производитель: Германия

Комплектация Heidolph Reflux Package Connect

- магнитная мешалка Hei-Connect нагревается быстро и точно, бережно для посуды, снабжена защитой от перегрева;
- термодатчик Pt1000 обеспечивает прецизионный контроль температуры;
- управление и отслеживание хода реакции посредством интерфейса RS232;
- нагревательный блок Heat-On на 1 литр для оптимизированной передачи тепла без использования воды или масла (совет по применению: наполните сосуд (не часть блока) на половину, исключив потерю растворителя);
- Findenser™ завершает систему в качестве конденсатора с высокой производительностью, который не требует воды. Производительность дефлегмирования для растворителя объемом до 1 литра.

У нас можно купить Heidolph комплект Reflux Package Connect с доставкой по России и низкой ценой на ремонт и обслуживание.

Heidolph комплект Reflux Package Connect Mini

Включает магнитную мешалку Hei-Connect.



Страна производитель: Германия

Комплектация Heidolph Reflux Package Connect Mini

- магнитная мешалка Hei-Connect нагревается быстро и точно, без превышения температуры, бережно для посуды;
- Pt1000 обеспечивает прецизионный контроль температуры;
- интерфейс RS232 управляет и отслеживает основные параметры хода реакции 250 мл нагревательный блок Heat-On для оптимизированной передачи тепла без использования воды или масла (совет по применению: наполните сосуд (не часть блока) на половину, во избежание потери растворителя);
- Findenser™ Mini завершает систему в качестве высокопроизводительного конденсатора, не требующего воды. Производительность дефлегмирования для растворителя объемом до 125 миллилитров.

У нас можно купить Heidolph комплект Reflux Package Connect Mini с доставкой по России и низкой ценой на ремонт и обслуживание.

Комплект Hei-PLATE Reflux Core+

Комплект Hei-PLATE Reflux



Комплект Hei-PLATE Reflux Core+

P/N: 506-21156-00

Комплект включает:

магнитную мешалку Hei-PLATE Mix'n'Heat Core+ (диаметр 145 мм). Нагревается быстро и точно, без превышения температуры, обеспечивая бережную работу с образцом.

датчик температуры Pt1000, позволяющий точно регулировать температуру.

нагревательный блок Heat-On объемом 1 л для оптимизированной передачи тепла без использования воды или масла.

Совет по применению: наполните колбу (приобретается отдельно) наполовину, чтобы избежать потери растворителя.

Findenser™ завершает систему в качестве высокопроизводительного конденсатора, который не требует воды. Оптимальная производительность при использовании растворителя объемом до 1 л.

Комплект Hei-PLATE Reflux Core+ Mini

Комплект Hei-PLATE Reflux



Комплект Hei-PLATE Reflux Core+ Mini

P/N: 506-21155-00

Комплект включает:

магнитную мешалку Hei-PLATE Mix'n'Heat Core+. Нагревается быстро и точно, без превышения температуры, обеспечивая бережную работу с образцом.

датчик температуры Pt1000, позволяющий точно регулировать температуру.

нагревательный блок Heat-On объемом 250 мл для оптимизированной передачи тепла без использования воды или масла.

Совет по применению: наполните колбу (приобретается отдельно) наполовину, чтобы избежать потери растворителя.

Findenser™ Mini завершает систему в качестве высокопроизводительного конденсатора, который не требует воды. Оптимальная производительность при использовании растворителя объемом до 125 мл.

Hei-PLATE Sensor Advanced Package Core

Комплект Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+



Hei-PLATE Sensor Advanced Package Core

P/N: 506-11157-00

Includes:

- the Hei-PLATE Mix'n'Heat Core magnetic stirrer (145 mm diameter) - fast and precise heating - without overshoot - for sample-friendly work
- EKT Hei-Con electronic contact thermometer incl. holder
- silicone protective cover for longer lasting protection of your magnetic stirrer

Комплект Hei-PLATE Sensor Advanced Core+

Комплект Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+



Комплект Hei-PLATE Sensor Advanced Core+

P/N: 506-21151-00

Комплект включает:

- магнитную мешалку Hei-PLATE Mix'n'Heat Core+ (диаметр 145 мм): быстрый и

- высокоточный нагрев без превышения температуры, бережная работа
- датчик температуры Pt1000, позволяющий точно регулировать температуру
 - система зажимов Pt1000 с креплением для кабеля, которая помогает надежно закрепить датчик температуры
 - защитное силиконовое покрытие, предоставляющее длительную защиту магнитной мешалки

По запросу доступна рабочая платформа диаметром 135 мм

Комплект Hei-PLATE Sensor Basic Core+

Комплект Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+



Комплект Hei-PLATE Sensor Basic Core+

P/N: 506-21150-00

Комплект включает:

- магнитную мешалку Hei-PLATE Mix'n'Heat Core+ (диаметр 145 мм): быстрый и высокоточный нагрев без превышения температуры, бережная работа
- датчик температуры Pt1000, позволяющий точно регулировать температуру

По запросу доступна рабочая платформа диаметром 135 мм

Heidolph комплект MR Hei-Tec с датчиком Pt 1000

Перемешивание и нагрев с датчиком температуры Pt1000. Диапазон скорости вращения: 30 — 1400 об/мин. Нагрев до 300°C. Объем перемешивания до 20 л.



Комплект MR Hei-Tec с датчиком Pt 1000, Heidolph

Страна производитель: Германия

Пакет MR Hei-Tec с датчиком Pt 1000, Heidolph включает:

- Магнитная мешалка Hei-Tec;
- Датчик температуры Pt 1000.

Свойства магнитной мешалки Hei-Tec

- прибор прост в использовании и экономичен при эксплуатации;
- отключая нагревание субстанции, перемешивание не останавливается во избежание образования пузырей;
- устройство обладает двухцепочным датчиком температуры для отключения мешалки при перегреве (на 25°C выше заданной температуры);
- конструкция произведена из надежного литого алюминия и не позволяет проникать во внутренние части корпуса веществ из вне;
- подходит для перемешивания образцов с высокой вязкостью и объемом 20 литров;
- выходная мощность 800 Ватт обеспечивает достаточно быстрое набирание высоких значений температуры;
- благодаря цифровому экрану с подсветкой можно устанавливать и контролировать скорость оборотов от 100 до 1400 оборотов в минуту с точностью до 2%, а так же температуру нагрева

прибора до 300°C;

- специальный подсвеченный тумблер отвечает за нагревание платформы;
- светящийся индикатор указывает на то, что перемешивание включено.

У нас можно купить Heidolph комплект MR Hei-Tec с датчиком Pt 1000 с доставкой по России и низкой ценой на ремонт и обслуживание.

Дополнительное оборудование

Наименование	Описание	Артикул
Блоки Heat-On		
Блок Heat-on 100 мл	С выемками для трехгорлых колб	505-80066-00
Блок Heat-on 250 мл	Подходит для тех случаев, когда нужно нагреть 250-мл круглодонную колбу	505-80067-00
Блок Heat-on 250 мл	С выемками для трехгорлых колб	505-80067-01
Блок Heat-on 500 мл	Подходит для тех случаев, когда нужно нагреть 500-мл круглодонную колбу	505-80069-00
Блок Heat-on 1 л	Подходит для нагрева круглодонных колб объемом 1 л	505-80071-00
Блок Heat-on 2 л	Подходит для нагрева круглодонных колб объемом 2 л	505-80073-00
Блок Heat-on 3 л	Для круглодонных колб объемом 3 л	505-80075-00
Блок Heat-on 4 л	Для круглодонных колб объемом 4 л	505-80078-00
Блок Heat-on 5 л	Для круглодонных колб объемом 5 л	505-80076-00
Блок Heat-On Multi-Well	Для оптимального использования вставок Heat-On. Использование в диапазоне температур до 260°C.	505-80060-00
Съемные ручки для блока	Съемные ручки для блока Heat-On для безопасного использования.	505-80077-00
Вставка Heat-On для блока Multi-Well 10 мл	Подходит для нагрева круглодонных колб объемом 10 мл.	505-80061-00
Вставка Heat-On для блока Multi-Well 25 мл	Подходит для нагрева круглодонных колб объемом 25 мл.	505-80062-00
Вставка Heat-On для блока Multi-Well 50 мл	Подходит для нагрева круглодонных колб объемом 50 мл.	505-80063-00
Вставка Heat-On для блока Multi-Well 100	Подходит для нагрева круглодонных колб объемом 100 мл.	505-80064-00

мл		
Вставка Heat-On для блока Multi-Well 150 мл	Подходит для нагрева круглодонных колб объемом 150 мл.	505-80065-00
Комплект Heat-On Multi-Well Basic	Состоит из блока Heat-On Multi-Well и 3 вставок для небольших круглодонных колб.	505-81300-00
Комплект Heat-On Multi-Well	Состоит из блока Heat-On Multi-Well и 6 вставок для небольших круглодонных колб.	505-81200-00
Лабораторная лапка	Для крепления стеклянной посуды к штативу.	505-81075-00
Двойной зажим для лапки	Из анодированного алюминия, для крепления лабораторных лапок к штативу.	570-31100-00
Комплект для крепления колб	Для надежной фиксации колб. Включает штатив 500 мм из нержавеющей стали для больших бань до 5 литров, лапку и двойной зажим.	505-81400-00
Держатель температурного датчика для больших бань	Состоит из штатив 500 мм из нержавеющей стали для больших бань до 5 литров, держателя датчика и кабеля из полиамида.	509-63200-00
Рабочая станция StarFish		
Основание StarFish	Для одновременного проведения нескольких реакций, устанавливается на поверхности магнитной мешалки. Изготовлено из алюминия.	505-81000-00
Съемные ручки (комплект из 2 шт)	Для химических реакций, требующих нагрева. Обеспечивают безопасное снятие системы с горячей магнитной мешалки.	505-81001-00
Моноблоки для колб 5 х 250 мл	Химически стойкий, с возможностью нагрева до 260 °C, изготовлен из алюминия.	015890070
Вставка для колбы 150 мл	Для моноблока 250 мл и полиблока 250 мл. Изготовлена из алюминия. Химическая стойкость, нагрев до 260 °C.	505-80040-00
Вставка для колбы 100 мл	Для круглодонных колб объемом 100 мл. Изготовлена из алюминия. Химическая стойкость, нагрев до 260 °C.	505-80041-00
Вставка для колбы 50 мл	Для круглодонных колб объемом 50 мл. Изготовлена из алюминия. Химическая стойкость, нагрев до 260 °C.	505-80042-00
Вставка для колбы 25 мл	Для круглодонных колб объемом 25 мл. Изготовлена из алюминия. Химическая стойкость, нагрев до 260 °C.	505-80043-00

Вставка для колбы 10 мл	Для круглодонных колб объемом 10 мл. Изготовлена из алюминия. Химическая стойкость, нагрев до 260 °С.	505-80044-00
Вставка для колбы 5 мл	Для круглодонных колб объемом 5 мл. Изготовлена из алюминия. Химическая стойкость, нагрев до 260 °С.	505-80045-00
Моноблок для пробирок 16 x 25 мм	Моноблок для 16 пробирок диаметром 25 мм. Изготовлен из алюминия. Химическая стойкость, нагрев до 260 °С.	505-80002-00
Моноблок для пробирок 16 x 24 мм	Моноблок для 16 пробирок диаметром 24 мм. Изготовлен из алюминия. Химическая стойкость, нагрев до 260 °С.	505-80003-00
Моноблок для пробирок 40 x 16 мм	Моноблок для 40 пробирок диаметром 16 мм. Изготовлен из алюминия. Химическая стойкость, нагрев до 260 °С.	505-80004-00
Моноблок для пробирок 40 x 12 мм	Моноблок для 40 пробирок диаметром 12 мм. Изготовлен из алюминия. Химическая стойкость, нагрев до 260 °С.	505-80005-00
Моноблок для виал 16 x 28 мм	Моноблок для 16 виал диаметром 28 мм. Изготовлен из алюминия. Химическая стойкость, нагрев до 260 °С.	505-80006-00
Моноблок для виал 20 x 21 мм	Моноблок для 20 виал диаметром 21 мм. Изготовлен из алюминия. Химическая стойкость, нагрев до 260 °С.	505-80007-00
Моноблок для виал 40 x 17 мм	Моноблок для 40 виал диаметром 17 мм. Изготовлен из алюминия. Химическая стойкость, нагрев до 260 °С.	505-80008-00
Моноблок для виал 40 x 15 мм	Моноблок для 40 виал диаметром 15 мм. Изготовлен из алюминия. Химическая стойкость, нагрев до 260 °С.	505-80009-00
Моноблок для виал 40 x 12 мм	Моноблок для 40 виал диаметром 12 мм. Изготовлен из алюминия. Химическая стойкость, нагрев до 260 °С.	505-80010-00
Полиблок для колбы 1 x 250 мл	Для круглодонных колб на 250 мл. Изготовлен из алюминия. Химическая стойкость, нагрев до 260 °С.	505-80020-00
Полиблок для пробирок 3 x 25 мм	Для 3-х пробирок диаметром 25 мм. Изготовлен из алюминия. Химическая стойкость, нагрев до 260 °С.	505-80021-00
Полиблок для пробирок 3 x 24 мм	Для 3-х пробирок диаметром 24 мм. Изготовлен из алюминия. Химическая стойкость, нагрев до 260 °С.	505-80022-00

Полиблок для пробирок 9 x 16 мм	Для 9 пробирок диаметром 16 мм. Изготовлен из алюминия. Химическая стойкость, нагрев до 260 °С.	505-80023-00
Полиблок для пробирок 9 x 12 мм	Для 9 пробирок диаметром 12 мм. Изготовлен из алюминия. Химическая стойкость, нагрев до 260 °С.	505-80024-00
Полиблок для виал 3 x 28 мм	Для 3-х виал диаметром 28 мм. Изготовлен из алюминия. Химическая стойкость, нагрев до 260 °С.	505-80025-00
Полиблок для флаконов 3 x 21 мм	Для 3-х флаконов диаметром 21 мм. Изготовлен из алюминия. Химическая стойкость, нагрев до 260 °С.	505-80025-00
Полиблок для виал 7 x 17 мм	Для 7-ми виал диаметром 17 мм. Изготовлен из алюминия. Химическая стойкость, нагрев до 260 °С.	505-80027-00
Полиблок для виал 9 x 15 мм	Для 9-ти виал диаметром 15 мм. Изготовлен из алюминия. Химическая стойкость, нагрев до 260 °С.	505-80028-00
Полиблок для виал 9 x 12 мм	Для 9-ти виал диаметром 12 мм. Изготовлен из алюминия. Химическая стойкость, нагрев до 260 °С.	505-80029-00
Монифолд для подключения газа/вакуума с коннектором	Для равномерного распределения газа или вакуума от одного источника на 5 различных сосудов. Не регулирует подачу газа или вакуума.	505-81040-00
Монифолд для подключения воды	Для равномерного распределения воды от одного источника на пять конденсаторов. Оснащен клапанами, которые при отсоединении автоматически закрываются.	505-81030-00
5-сторонний зажим (ремни на липучках)	Устанавливается на штатив для более сложных систем, таких как проведение экстракции по Сокслету или использование обратного холодильника. Имеет 5 телескопических лапок	505-81010-00
5-сторонний зажим (силиконовые ленты)	Устанавливается на штатив для надежной фиксации круглодонных колб. Имеет 5 телескопических лапок, фиксирующихся в нужном положении.	505-81020-00
Сменные самоклеющиеся липучки (10шт. в компл.)	Приклеиваются с двух сторон к телескопической лапке.	505-81300-00
Сменные ремешки для липучек (5шт. в компл.)	Надежно закрепляют конструкцию, например обратный холодильник, и в то же позволяют регулировать высоту.	505-81080-00

Сменные силиконовые ленты (5шт. в компл.)	Подходят для крепления круглодонных колб диаметром от 15 до 70 мм.	505-81090-00
Штатив	Из нержавеющей стали. Максимальная длина 650 мм, диаметр 12 мм.	505-81050-00
Штатив разборный	Из нержавеющей стали. Можно использовать половину разборного штатива. Максимальная длина 650 мм, диаметр 12 мм	505-81400-00
Конденсатор Findenser™		
Findenser™ воронка B24, керн B24	Для синтеза с обратным холодильником с объемом растворителя до 1 литра. Размер воронки / соединения: B24.	505-81700-00
Findenser™ воронка B19, керн B19	Для синтеза с обратным холодильником с объемом растворителя до 1 литра. Размер воронки / соединения: B19.	505-81720-00
Findenser™ воронка B29, керн B24	Для синтеза с обратным холодильником с объемом растворителя до 1 литра. Размер воронки / соединения: B29.	505-81710-00
Findenser™ Mini воронка B24, керн B24	Для синтеза с обратным холодильником с объемом растворителя до 125 миллилитров. Размер воронки / соединения: B24.	505-81800-00
Findenser™ Mini воронка B19, керн B19	Для синтеза с обратным холодильником с объемом растворителя до 125 мл. Размер воронки / соединения: B19.	505-81810-00
Findenser™ Mini воронка B14, керн B14	Для круглодонных колб объемом 125 мл. Изготовлена из алюминия. Химическая стойкость, нагрев до 260 °C.	505-81820-00
Findenser™ комплект зажимов	Для надежного крепления конструкции на нагревателе. Включает подпорку, 2 муфты, 2 лапки штатива.	11-300-008-23

Heidolph комплект Hei-PLATE Silver 1

Включает магнитную мешалку Hei-Tec.



Страна производитель: Германия

Комплектация Heidolph Hei-PLATE Silver 1

- магнитную мешалку Hei-Tec;
- датчик температуры Pt1000 (AISI 316Ti);
- система зажимов Pt1000 (штатив крепления для кабеля).

У нас можно купить Heidolph комплект Hei-PLATE Silver 1 с доставкой по России и низкой ценой на ремонт и обслуживание.

Heidolph комплект Hei-PLATE Silver 2

Включает магнитную мешалку Hei-Connect.



Страна производитель: Германия

Комплектация Heidolph Hei-PLATE Silver 2

- магнитная мешалка Hei-Connect;
- температурный датчик Pt1000 (AISI 316Ti);
- система зажимов Pt1000 (утатив и крепление для кабеля);
- кабель RS 232.

У нас можно купить Heidolph комплект Hei-PLATE Silver 2 с доставкой по России и низкой ценой на ремонт и обслуживание.

Heidolph MR Plug & Play Hei-Standard четырёхкомпонентный комплект для безопасного нагрева и перемешивания

Мощное перемешивание и нагрев. Скорость вращения до 1400 об/мин.
Температура нагрева до 300 °С. Объём перемешивания до 20 л.



Четырёхкомпонентный комплект для безопасного нагрева
и перемешивания MR Plug & Play Hei-Standard, Heidolph

Страна производитель: Германия

Набор MR Plug & Play Hei-Standard, Heidolph включает

- Магнитная мешалка MR Hei-Standard;
- Контактный термометр ЕКТ Hei-Con с датчиком температуры;
- Штатив для ЕКТ Hei-Con;
- Зажим для датчика температуры.

Магнитная мешалка без дисплея MR Hei-Standard фирмы Heidolph подходит для стандартных процессов по смешиванию.

Характеристики Heidolph MR Hei-Standard

- смешивание не прекращается даже при отключении нагрева;
- наличие температурного датчика с двумя цепями, который выключает нагрев при повышении установленной температуры на 25°C;
- корпус герметичен, создан из устойчивого литого алюминия для защиты внутренних элементов от внешнего воздействия;

- легко смещивает субстанции с высокой вязкостью и объемом до 20 литров;
- температура быстро достигает максимального значения благодаря мощности 800 Ватт;
- скорость и температура (до 300°C) приспособления устанавливается с помощью аналоговой ручки от 100 до 1400 оборотов в минуту с отклонением не более 2%;
- нагрев осуществляется при включение отдельного подсвеченного тумблера.

Контактный термометр ЕКТ Hei-Con Heidolph оснащенный стальным датчиком температуры.

Характеристики Heidolph ЕКТ Hei-Con

- наличие встроенного контроллера Fuzzy-Logic осуществляет быстрое нагревание без перегрева;
- продуктивен даже при работе в условиях высокой температуры и пара;
- прибор обладает двухстрочным дисплеем, котором отображаются все ошибки, неисправности;
- кнопка MAX выводит на экран наивысшую температура нагрева, при которой термометр отключается;
- при вынимании термометра из исследуемого материала, нагревание самопроизвольно прекращается;
- доступны режимы нагрева:
 - точный контроль температуры, гарантирующий работу без перегревания;
 - быстрый нагрев.

Технические характеристики

- питание: 8 — 15 Вольт;
- класс защиты: IP 8;
- габаритные размеры: 54×22×126 миллиметров;
- вес: 0,3 килограмма;
- материал корпуса: полиамид;
- допустимая t окружающей среды: от –5 до +60°C;
- минимальная глубина погружения: 20 миллиметров;
- длина кабеля: 700 миллиметров;
- длинна датчика: 210 миллиметров;
- датчик ЕКТ Hei-Con: Pt 1000, нержавеющей сталь V2A;
- точность задания температуры: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$;
- интервал измерений: 1,5 секунд;
- точность измерений: 1°C ;
- разрешение: 1°C ;
- диапазон температур: от –50 до +30°C.

У нас можно купить Heidolph MR Plug & Play Hei-Standard четырехкомпонентный комплект для безопасного нагревания и перемешивания с доставкой по России и низкой ценой на ремонт и обслуживание.

Heidolph MR Plug & Play Hei-Tec четырёхкомпонентный комплект для безопасного нагрева и перемешивания

Мощное перемешивание и нагрев. Скорость вращения до 1400 об/мин.
Температура нагрева до 300 °С. Объём перемешивания до 20 л.



Четырёхкомпонентный комплект для безопасного нагрева
и перемешивания MR Plug & Play Hei-Tec, Heidolph

Страна производитель: Германия

Комплект MR Plug & Play Hei-Tec Heidolph

- Магнитная мешалка MR Hei-Tec;
- Датчик температуры Pt 1000;
- Штатив для Pt 1000;
- Зажим для Pt 1000.

Свойства Heidolph MR Hei-Tec

- прибор легок в использовании и экономичен при работе;
- выключая нагрев пробы, смешивание не останавливается во избежание появления пузырьков;
- конструкция имеет двухцепочный датчик температуры для выключения мешалки при перегревании (на 25°C выше установленного значения температуры);
- прибор произведен из крепкого литого алюминия, конструкция герметична, что делает невозможным попадание материалов из окружающей среды во внутренние элементы

корпуса;

- возможно использование для перемешивания проб большого объема (до 20 литров) с высоким значением вязкости;
- мощность 800 Ватт дает возможность быстрого достижения высокой температуры;
- благодаря цифровому подсвечивающемуся дисплею есть возможность задания скорости вращений от 100 до 1400 оборотов в минуту (точность 2%), а так же контроля температуры нагрева устройства до 300°C;
- исключено незапланированное нагревание платформы благодаря отдельному выключателю с подсветкой;
- наличие специального индикатора с подсветкой для визуального определения работы мешалки.

У нас можно купить MR Plug & Play Hei-Тес четырехкомпонентный комплект для безопасного нагревания и перемешивания с доставкой по России и низкой ценой на ремонт и обслуживание.

Heidolph комплект MR Hei-End с датчиком Pt 1000

Перемешивание и нагрев с датчиком температуры Pt1000. Диапазон скорости вращения: 30 — 1400 об/мин. Нагрев до 300°C. Объем перемешивания до 20 л.



Комплект MR Hei-End с датчиком Pt 1000, Heidolph

Страна производитель: Германия

Комплект Heidolph MR Hei-End с датчиком Pt 1000 включает

- Магнитная мешалка MR Hei-End;
- Датчик температуры Pt 1000.

Характеристики магнитной мешалки Hei-End

- перемешивание пробы происходит и после отключения нагрева;
- у конструкции предусмотрен специальный температурный датчик с двумя цепями для отключения нагревания при повышении температуры на 25°C от установленной;
- герметичная конструкция корпуса из литого алюминия не позволяет попадать инородным веществам внутрь прибора;
- отлично подходит для смешивания объемов до 20 литров и высоковязких субстанций;
- быстрое нагревание рабочей платформы за счет выходной мощности 800 Ватт;
- легкий и экономичен в эксплуатации;
- закрепление внесения изменений с помощью повторного запроса, что предотвращает случайную корректировку в работу оборудования;
- установка скорости вращения от 30 до 1400 оборотов в минуту и температуры до 300°C осуществляется при помощи цифрового управления с точностью до 1%;

- даже когда мешалка выключена пользователь всегда осведомлен об остаточном тепле выше 50°C на плите благодаря специальному индикатору;
- устройство отключает нагревательный элемент при вынимании датчика из перемешиваемого материала;
- специальный выключатель подсвечивается для визуального контроля нагрева.

У нас можно купить Heidolph комплект MR Hei-End с датчиком Pt 1000 с доставкой по России и низкой ценой на ремонт и обслуживание.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	