

Аксессуары для магнитных мешалок

Описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	

1-литровая нагревательная баня

Дополнительные аксессуары



1-литровая нагревательная баня

P/N: 504-93100-00

PTFE-покрытие

Для магнитных мешалок с рабочей платформой диаметром 145 мм и моделей диаметром 135 мм доступна переходная пластина

1-литровая масляная баня

Дополнительные аксессуары



1-литровая масляная баня

P/N: 504-93000-00

Макс. рабочая температура до 250 °C

Для магнитных мешалок с рабочей платформой диаметром 145 мм и моделей диаметром 135 мм доступна переходная пластина

2-литровая нагревательная баня

Дополнительные аксессуары



2-литровая нагревательная баня

P/N: 504-92100-00

PTFE-покрытие

Для магнитных мешалок с рабочей платформой диаметром 145 мм и моделей диаметром 135 мм доступна переходная пластина

2-литровая масляная баня

Дополнительные аксессуары



2-литровая масляная баня

P/N: 504-92000-00

Макс. рабочая температура до 250 °C

Для магнитных мешалок с рабочей платформой диаметром 145 мм и моделей диаметром 135 мм доступна переходная пластина

4-литровая нагревательная баня

Дополнительные аксессуары



4-литровая нагревательная баня

P/N: 504-91100-00

PTFE-покрытие

Для магнитных мешалок с рабочей платформой диаметром 145 мм и моделей диаметром 135 мм доступна переходная пластина

4-литровая масляная баня

Дополнительные аксессуары



4-литровая масляная баня

P/N: 504-91000-00

Макс. рабочая температура до 250 °C

Для магнитных мешалок с рабочей платформой диаметром 145 мм и моделей диаметром 135 мм доступна переходная пластина

Вогнутый блок-адаптер

Дополнительные аксессуары



Вогнутый блок-адаптер

P/N: 504-94000-00

Для 1-литровых круглодонных колб

Для магнитных мешалок с рабочей платформой диаметром 145 мм и моделей диаметром 135 мм доступна переходная пластина

Система зажимов Pt1000

Дополнительные аксессуары



Система зажимов Pt1000

P/N: 509-63100-00

Включает в себя штатив и крепление для кабеля

Система зажимов Pt1000 для больших бань (Hei-Connect)

Дополнительные аксессуары



Система зажимов Pt1000 для больших бань (Hei-Connect)

P/N: 509-63200-00

Включает в себя штатив для больших бань и крепление для кабеля

Датчик температуры Pt1000 (стеклянное покрытие)

Дополнительные аксессуары



P/N: 509-67920-00

Для измерения и регулировки температуры вещества.

Совместим с моделями:
Hei-PLATE Mix'n'Heat Core+ и Hei-Connect

Датчик температуры Pt1000 из нержавеющей стали (V4A)

Дополнительные аксессуары



P/N: 509-67910-00

Для измерения и регулировки температуры вещества.

Совместим с моделями:

Hei-PLATE Mix'n'Heat Core+ и Hei-Connect

Кабель RS 232 (9-плюсный)

Дополнительные аксессуары



Кабель RS 232 (9-плюсный)

P/N: 14-007-040-72

Для моделей Hei-Connect и Hei-TORQUE Ultimate

Защитное силиконовое покрытие для Hei-Connect

Дополнительные аксессуары



Защитное силиконовое покрытие для Hei-Connect

P/N: 23-07-06-05-59

Защищает магнитную мешалку от брызг и капель воды

магнитные мешальники -крестообразной формы (16.5 мм)

Дополнительные аксессуары



P/N: 509-58500-00

- Упаковка из 20 шт.
- Более высокая турбулентность и сила потока, чем у цилиндрических стержней
- Идеально подходит для максимально быстрого смешивания (например, для титрования)

Предназначены для:

- Стаканов
- Плоскодонных колб

Макс. Мощность перемешивания (H₂O):

- 25 - 50 мл

Магнитные мешальники - цилиндрической формы

Дополнительные аксессуары



P/N: 509-56000-00

- 25, 40, 50 мм каждая
- Плавное перемешивание при оптимальной площади контакта
- Долгий срок службы

Предназначены для:

- Стаканов

- Кристаллизующейся посуды
- Нагревательной бани
- Других сосудов с плоским дном

Макс. мощность перемешивания (H₂O):

- 25 мм мешалка: -500 мл
- 40 мм мешалка: 500 – 2,000 мл
- 50 мм мешалка: 2,000 – 5,000 мл

Магнитные мешальники - овальной формы (15х6 мм)

Дополнительные аксессуары



P/N: 509-53000-00

- Упаковка из 3 шт.
- Форма идеально подходит для колб и обеспечивает полное перемешивание.
- Оснащен овальным магнитным ядром, который обеспечивает более сильным перемешиванием, чем цилиндрическое ядро.

Применение:

- Предназначен для перемешивания реакционной смеси в круглодонных колбах

Макс. мощность перемешивания (H₂O):

- 10 мл

Магнитные мешальники - овальной формы (25x10 мм)

Дополнительные аксессуары



P/N: 509-54000-00

- Упаковка из 3 шт.
- Форма идеально подходит для колб и обеспечивает полное перемешивание.
- Оснащен овальным магнитным ядром, который обеспечивает более сильным перемешиванием, чем цилиндрическое ядро.

Применение:

- Пренадзначен для перемешивания реакционной смеси в круглодонных колбах

Макс. мощность перемешивания (H₂O):

- 25 - 50 мл

Магнитные мешальники - овальной формы (30x10 мм)

Дополнительные аксессуары



P/N: 509-55000-00

- Упаковка из 3 шт.
- Форма идеально подходит для колб и обеспечивает полное перемешивание.
- Оснащен овальным магнитным ядром, который обеспечивает более сильным перемешиванием, чем цилиндрическое ядро.

Применение:

- Предназначен для перемешивания реакционной смеси в круглодонных колбах

Макс. мощность перемешивания (H₂O):

- 100 - 250 мл

Комплект магнитных мешальников Evaluation Kit

Дополнительные аксессуары



Комплект магнитных мешальников Evaluation Kit

P/N: 509-58300-00

Упаковка из 10 шт.

Жидкость для нагревательной бани

Дополнительные аксессуары



P/N: 569-00600-00

Рабочая температура жидкости для нагревательной бани до 220 °C (5 л)

Жидкость для нагревательной бани

Дополнительные аксессуары



P/N: 515-31000-00

Рабочая температура жидкости для нагревательной бани до 170 °C (5 л)

Защитное силиконовое покрытие для Hei-PLATE Mix 20 I

Дополнительные аксессуары



P/N: 23-07-06-05-77

Защищает магнитную мешалку от брызг и капель воды

Защитное силиконовое покрытие для Hei-PLATE Mix 'n' Heat

Дополнительные аксессуары



P/N: 23-07-06-05-76

Защищает все магнитные мешалки модели Hei-PLATE Mix'n'Heat от брызг и капель воды

Система зажимов Pt1000 для больших бань (Hei-PLATE Mix'n'Heat)

Дополнительные аксессуары



P/N: 509-63300-00

Включает в себя штатив для больших бань и крепление для кабеля

Electronic contact thermometer - EKT Hei-Con G (glass-coated)

Дополнительные аксессуары



P/N: 509-88100-00

Electronic contact thermometer for measuring and regulating the medium temperature from -80 °C to 350 °C. With digital display.

Suitable for the Hei-PLATE Mix'n'Heat Core magnetic stirrer model

Electronic contact thermometer - EKT Hei-Con (V4A)

Дополнительные аксессуары



P/N: 509-88000-00

Electronic contact thermometer for measuring and regulating the medium temperature from -80 °C to 350 °C. With digital display.

Suitable for the Hei-PLATE Mix'n'Heat Core magnetic stirrer model

Переходная пластина 135 мм

Дополнительные аксессуары



P/N: 505-99000- 01

Переходная пластина предназначена для комбинации дополнительных аксессуаров, предназначенных для магнитных мешалок с рабочей платформой диаметром 145 мм, с моделью диаметром 135 мм. Эта пластина не заменяет рабочую платформу магнитной мешалки, но устанавливается на нее. Переходная пластина сделана из алюминия, чтобы не препятствовать передаче тепла.

Держатель для магнитной мешалки



Кат. номер: 509-96000-00

Позволяет закрепить магнитную мешалку на подходящем штативе.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	