

Перистальтические насосы Hei-Flow Advantage Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	

Heidolph Hei-FLOW Advantage 06 перистальтический насос дозатор

Для воспроизводимых результатов и перекачивания жидкостей. Диапазон скорости двигателя: 24 — 600 об/мин. Производительность в одноканальном режиме: 2,0 — 4.056 мл/мин.



Hei-FLOW Advantage 06 (2,0...4056 мл/мин, одноканальная)
- насос перистальтический от Heidolph

Страна производитель: Германия

Многофункциональный перистальтический насос Hei-FLOW Advantage 06 от Heidolph прекрасно подходит для решения задач по перекачиванию, агрессивных и стерильных жидкостей. Оборудование применяется в различных научных и нефте-химических учреждениях, в лабораториях и научно-исследовательских центрах.

Безопасность

- двигатель автоматически отключается при повышении температуры до пиковой;
- безыскровый механизм мотора гарантирует дополнительную защиту от возникновения пожара при перекачивании огнеопасных жидкостей;
- стандарт класса IP 55;
- прибор надежно защищен от проникновения агрессивных сред;
- не производится контакта пользователя с перекачиваемыми жидкостями, вещества всегда остаются в шланге.

Простота применения

- самовсасывающий — нет необходимости присутствия клапанов;
- аналоговое и цифровое интерфейсы позволяют облегчить работу и дают возможность подключить ножную педаль;

- упрощенное строение облегчает использование насоса.

Экономичность работы

- экономия пространства благодаря возможности установки насосов друг на друга;
- минимальные затраты на техническое обслуживание за счет герметичности корпуса;
- средний срок службы — 10 лет;
- непрерывная работа в течении долгих лет.

Особенности Hei-FLOW Advantage 06

- управление запуском, скоростью и направлением перекачивания осуществляется по средствам аналогового регулятора;
- скорость устанавливается в диапазоне от 24 до 600 оборотов в минуту с помощью аналогового интерфейса;
- скоростной режим перекачивания остается неизменным при изменении нагрузки;
- точность поддержания скорости $\pm 0,5 \%$;
- возможность задания направления перекачивания с помощью кнопки;
- расход 2,0-4056 миллилитров/минуту при условии применения 1-канальных дозирующих головок;
- трубки быстро наполняются и опустошаются при нажатии кнопки MAX;
- насос не используется для установки многоканальных дозирующих головок.

У нас можно купить Heidolph Hei-FLOW Advantage 06 перистальтический насос дозатор с доставкой по России и низкой ценой на ремонт и обслуживание.

Модель	Hei-FLOW Advantage 06
Расход насоса при использовании одноканальных дозирующих головок, миллилитров/минуту	2,0-4056
Расход насоса при использовании многоканальных дозирующих головок, миллилитров/минуту	-
Установка скорости	шкала
Направление перекачивания	по часовой стрелке против часовой стрелки
Аналоговый интерфейс (управление скоростью, направлением перекачивания, запуском и остановкой)	да 0 — 10 В / 4 — 20 мА
Цифровой интерфейс	-
Индикатор скорости потока	-
Объем дозирования, миллилитров	-
Интервал дозирования, миллилитров	-
Подключение ножной педали	да
Работа в непрерывном режиме, часов/сутки	24/7

Вес, килограмм	7,6
Класс защиты (DIN EN 60529)	IP 55
Размеры Ш×Г×В, миллиметров	166×256×225
Точность дозирования (вода, без противодавления), %	±3,5
Диапазон скорости двигателя, оборотов/минуту	24-600
Контроль скорости	цифровой
Точность регулировки мотора, %	±0,5
Мощность двигателя, Вт	100
Потребляемая мощность, Вт	140
Плавный старт	-
Электронный тормоз	-
Функции безопасности	защита от перегрева и электронный ограничитель
Условия эксплуатации	0 — 40 °С при 80% относительной влажности

Аксессуары

Наименование	Описание	Артикул
Одноканальные дозирующие головки		
SP quick (т. ст 1,6 мм)	Для шлангов с толщиной стенки 1,6 мм	527-11100-00
SP quick (т. ст 2,5 мм)	Для шлангов с толщиной стенки 2,5 мм	527-11300-00
SP standard (т. ст 1,6 мм)	Для шлангов с толщиной стенки 1,6 мм	523-43010-00
SP standard (т. ст 2,5 мм)	Для шлангов с толщиной стенки 2,5-мм.	523-43030-00
SP vario	Подходит для большинства шлангов Heidolph благодаря регулируемому расстоянию между роликами.	523-45110-00
Шланги для одно- и мультиканальных насосов		
Silicone Standard	С платиновым покрытием для фармацевтики и биологии. Для одно- и многоканальных дозирующих головок.	Silicone Standard

Silicone: 1,6 id: 0,8 od: 4 (по метру)	Силиконовый с толщиной стенки 1,6 мм. С платиновым покрытием для фармацевтики и биологии. Для одно- и многоканальных дозирующих головок.	525-33000-00
Silicone: 1,6 id: 1,7 od: 4,9 (по метру)	Силиконовый с толщиной стенки 1,6 мм. С платиновым покрытием для фармацевтики и биологии. Для одно- и многоканальных дозирующих головок.	525-34000-00
Silicone: 1,6 id: 3,1 od: 6,3 (по метру)	Силиконовый с толщиной стенки 1,6 мм. С платиновым покрытием для фармацевтики и биологии. Для одно- и многоканальных дозирующих головок.	525-36000-00
Silicone: 1,6 id: 4,8 od: 8 (по метру)	Силиконовый с толщиной стенки 1,6 мм. С платиновым покрытием для фармацевтики и биологии. Для одно- и многоканальных дозирующих головок.	525-30027-00
Silicone: 1,6 id: 6,4 od: 9,5 (по метру)	Силиконовый с толщиной стенки 1,6 мм. С платиновым покрытием для фармацевтики и биологии. Для одно- и многоканальных дозирующих головок.	525-30028-00
Silicone: 2,5 id: 4,8 od: 9,8 (по метру)	Силиконовый с толщиной стенки 2,5 мм. С платиновым покрытием для фармацевтики и биологии. Для одно- и многоканальных дозирующих головок.	525-35000-00
Silicone: 2,5 id: 6,4 od.: 11,3 (по метру)	Силиконовый с толщиной стенки 2,5 мм. С платиновым покрытием для фармацевтики и биологии. Для одно- и многоканальных дозирующих головок.	525-39000-00
Silicone: 2,5 id: 7,9 od.: 12,9 (по метру)	Силиконовый с толщиной стенки 2,5 мм. С платиновым покрытием для фармацевтики и биологии. Для одно- и многоканальных дозирующих головок.	525-32000-00
Viton® Standard	Превосходная стойкость к кислотам и высоким температурам. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет).	Viton® Standard
Viton®: 1,6 id: 0,8 od.: 4 (по метру)	С толщиной стенки 1,6 мм. Превосходная стойкость к кислотам и высоким температурам. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет).	525-53000-00
Viton®: 1,6 id : 1,7 od.: 4,9 (по метру)	С толщиной стенки 1,6 мм. Превосходная стойкость к кислотам и высоким температурам. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет).	525-54000-00
Viton®: 1,6 id : 3,1 od.: 6,3 (по метру)	С толщиной стенки 1,6 мм. Превосходная стойкость к кислотам и высоким температурам. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет).	525-56000-00

Viton®: 1,6 id : 4,8 od.: 8 (по метру)	С толщиной стенки 1,6 мм. Превосходная стойкость к кислотам и высоким температурам. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет).	525-50027-00
Viton®: 1,6 id : 6,4 od.: 9,5 (по метру)	С толщиной стенки 1,6 мм. Превосходная стойкость к кислотам и высоким температурам. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет).	525-50028-00
Viton®: 2,5 id : 4,8 od.: 9,8 (по метру)	С толщиной стенки 2,5 мм. Превосходная стойкость к кислотам и высоким температурам. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет).	525-55000-00
Viton®: 2,5 id : 6,4 od.: 11,3 (по метру)	С толщиной стенки 2,5 мм. Превосходная стойкость к кислотам и высоким температурам. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет).	525-59000-00
Viton®: 2,5 id : 7,9 od.: 12,9 (по метру)	С толщиной стенки 2,5 мм. Превосходная стойкость к кислотам и высоким температурам. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет).	525-52000-00
PharMed® Standard	Для медицинских, лабораторных и научно- исследовательских нужд. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет).	PharMed® Standard
PharMed®: 1,6 id : 0,8 od.: 4 (по метру)	С толщиной стенки 1,6 мм. Для медицинских, лабораторных и научно- исследовательских нужд. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет).	525-23000-00
PharMed®: 1,6 id : 1,7 od.: 4,9 (по метру)	С толщиной стенки 1,6 мм. Для медицинских, лабораторных и научно- исследовательских нужд. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет).	525-24000-00
PharMed®: 1,6 id : 3,1 od.: 6,3 (по метру)	С толщиной стенки 1,6 мм. Для медицинских, лабораторных и научно- исследовательских нужд. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет).	525-26000-00
PharMed®: 1,6 id : 4,8 od.: 8 (по метру)	С толщиной стенки 1,6 мм. Для медицинских, лабораторных и научно- исследовательских нужд. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет).	525-20027-00
PharMed®: 1,6 id : 6,4 od.: 9,5 (по метру)	С толщиной стенки 1,6 мм. Для медицинских, лабораторных и научно- исследовательских нужд. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет).	525-20028-00

PharMed®: 2,5 id : 4,8 od.: 9,8 (по метру)	С толщиной стенки 2,5 мм. Для медицинских, лабораторных и научно-исследовательских нужд. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет).	525-25000-00
PharMed®: 2,5 id : 6,4 od.: 11,3 (по метру)	С толщиной стенки 2,5 мм. Для медицинских, лабораторных и научно-исследовательских нужд. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет).	525-29000-00
PharMed®: 2,5 id : 7,9 od.: 12,9 (по метру)	С толщиной стенки 2,5 мм. Для медицинских, лабораторных и научно-исследовательских нужд. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет).	525-22000-00
Tygon® Hydrocarbon Standard	Предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Для углеводородов, нефтепродуктов и продуктов перегонки.	Tygon® Hydrocarbon Standard
Tygon® Hydrocarbon : 1,6 id : 0,8 od.: 4 (по метру)	С толщиной стенки 1.6 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Для углеводородов, нефтепродуктов и продуктов перегонки.	525-73000-00
Tygon® Hydrocarbon : 1,6 id : 1,7 od.: 4,9 (по метру)	С толщиной стенки 1.6 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Для углеводородов, нефтепродуктов и продуктов перегонки.	525-74000-00
Tygon® Hydrocarbon : 1,6 id : 3,1 od.: 6,3 (по метру)	С толщиной стенки 1.6 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Для углеводородов, нефтепродуктов и продуктов перегонки.	525-76000-00
Tygon® Hydrocarbon : 1,6 id : 4,8 od.: 8 (по метру)	С толщиной стенки 1.6 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Для углеводородов, нефтепродуктов и продуктов перегонки.	525-70027-00
Tygon® Hydrocarbon : 1,6 id : 6,4 od.: 9,5 (по метру)	С толщиной стенки 1.6 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Для углеводородов, нефтепродуктов и продуктов перегонки.	525-70028-00
Tygon® Hydrocarbon : 2,5 id : 4,8 od.: 9,8 (по метру)	С толщиной стенки 2,5 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Для углеводородов, нефтепродуктов и продуктов перегонки.	525-75000-00
Tygon® Hydrocarbon : 2,5 id : 6,4 od.: 11,3 (по метру)	С толщиной стенки 2,5 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Для углеводородов, нефтепродуктов и продуктов перегонки.	525-79000-00

Tygon® Hydrocarbon : 2,5 id : 7,9 od.: 12,9 (по метру)	С толщиной стенки 2,5 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Для углеводородов, нефтепродуктов и продуктов перегонки.	525-72000-00
Tygon® food Standard	С толщиной стенки 1.6 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Пищевая индустрия, продукты с высоким содержанием жира.	Tygon® food Standard
Tygon® food: 1,6 id : 0,8 od.: 4 (по метру)	С толщиной стенки 1.6 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Пищевая индустрия, продукты с высоким содержанием жира.	525-83000-00
Tygon® food: 1,6 id : 1,7 od.: 4,9 (по метру)	С толщиной стенки 1.6 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Пищевая индустрия, продукты с высоким содержанием жира.	525-84000-00
Tygon® food: 1,6 id : 3,1 od.: 6,3 (по метру)	С толщиной стенки 1.6 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Пищевая индустрия, продукты с высоким содержанием жира.	525-86000-00
Tygon® food: 1,6 id : 4,8 od.: 8 (по метру)	С толщиной стенки 1.6 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Пищевая индустрия, продукты с высоким содержанием жира.	525-80027-00
Tygon® food: 1,6 id : 6,4 od.: 9,5 (по метру)	С толщиной стенки 1.6 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Пищевая индустрия, продукты с высоким содержанием жира.	525-80028-00
Tygon® food: 2,5 id : 4,8 od.: 9,8 (по метру)	С толщиной стенки 2,5 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Пищевая индустрия, продукты с высоким содержанием жира.	525-85000-00
Tygon® food: 2,5 id : 6,4 od.: 11,3 (по метру)	С толщиной стенки 2,5 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Пищевая индустрия, продукты с высоким содержанием жира.	525-89000-00
Tygon® Standard	Для одно- и мультиканальных насосов. Для стандартных процессов.	Tygon® Standard
Tygon®: 1,6 id : 0,8 od.: 4 (по метру)	Толщина стенки 1.6 мм. Для одно- и мультиканальных насосов. Для стандартных процессов.	525-63000-00
Tygon®: 1,6 id : 1,7 od.: 4,9 (по метру)	Толщина стенки 1.6 мм. Для одно- и мультиканальных насосов. Для стандартных процессов.	525-64000-00

Tygon®: 1,6 id : 3,1 od.: 6,3 (по метру)	Толщина стенки 1.6 мм. Для одно- и мультисканальных насосов. Для стандартных процессов.	525-66000-00
Tygon®: 1,6 id : 4,8 od.: 8 (по метру)	Толщина стенки 1.6 мм. Для одно- и мультисканальных насосов. Для стандартных процессов.	525-60027-00
Tygon®: 1,6 id : 6,4 od.: 9,5 (по метру)	Толщина стенки 1.6 мм. Для одно- и мультисканальных насосов. Для стандартных процессов.	525-60028-00
Tygon®: 2,5 id : 4,8 od.: 9,8 (по метру)	Толщина стенки 2,5 мм. Для одно- и мультисканальных насосов. Для стандартных процессов.	525-65000-00
Tygon®: 2,5 id : 6,4 od.: 11,3 (по метру)	Толщина стенки 2,5 мм. Для одно- и мультисканальных насосов. Для стандартных процессов.	525-69000-00
Tygon®: 2,5 id : 7,9 od.: 12,9 (по метру)	Толщина стенки 2,5 мм. Для одно- и мультисканальных насосов. Для стандартных процессов.	525-62000-00
Дополнительные аксессуары		
Адаптер для многоканальных головок	Для закрепления головки на приводе насоса.	526-16000-00
Фиттинги для шланга	Для шлангов диаметром 0,2 — 2,8 мм.	526-22000-00

Heidolph Hei-FLOW Advantage 01 перистальтический насос дозатор

Для воспроизводимых результатов и перекачивания жидкостей. Диапазон скорости двигателя: 5 - 120 об/мин. Производительность в одноканальном режиме: 0,38 – 813 мл/мин. Производительность в многоканальном режиме: 0,005 – 329 мл/мин.



Hei-FLOW Advantage 01 (0,38...813 мл/мин, одноканальная) -
перистальтический насос дозатор от Heidolph

Страна производитель: Германия

Насос Hei-FLOW Advantage 01 — универсальный перистальтический прибор для перекачивания и точного дозирования жидкостей. Оборудование популярно в научных учреждениях, на пищевых и иных производствах, а также в химических лабораториях. Насос с расходом от 0,38 до 813 миллилитров в минуту отлично подходит для агрессивных сред и растворителей.

Безопасность

- для избежания несчастных случаев вызванных перегревом системы, устройство имеет функцию автоотключения мотора;
- возможность перекачивания огнеопасных жидкостей за счет безыскрового двигателя 7 дней 24 часа;
- опция плавный старт не позволяет разбрызгиваться перекачиваемому раствору.

Практическое применение

- отсутствие необходимости применения клапанов;
- дополнительно в целях управления можно использовать компьютерную программу или ножную педаль;

- двойная эффективность при применении 2-х дозирующих головок;
- минимальный расход не влияет на точность дозирования.

Экономия

- герметичность конструкции насоса не дает перекачиваемым жидкостям проникать внутрь прибора;
- длительный срок эксплуатации (в среднем 10 лет);
- возможность работы в непрерывном режиме;
- минимальное техническое обслуживание;
- применение насоса как многоканальной системы за счет легкости смены головки для дозирования.

Особенности Hei-FLOW Advantage 01

- аналоговый интерфейс обеспечивает запуск программы, а также производит управление скоростью и переключает направление перекачивания (0-10 В или 4-20 мА);
- диапазон установки скорости 50 — 600 оборотов в минуту;
- нагрузка не оказывает влияния на скорость перекачивания;
- электроконтроль скоростного режима с точностью поддержания $\pm 0,5 \%$;
- опционально подключение ножной педали для простоты управления дозированием за рамками закрытого вытяжного шкафа;
- клавиша для переключения направления перекачивания (по часовой стрелки или против нее);
- функция быстрого заполнения или опустошения трубки (кнопка MAX);
- расход от 0,38 до 813 миллилитров в минуту при применении одноканальных дозирующих головок;
- возможна установка многоканальной головки;
- расход в случае многоканальной системы от 0,005 до 329 миллилитров в минуту;
- при необходимости превращения насоса в многоканальную систему с помощью адаптера.

У нас можно купить Heidolph Hei-FLOW Advantage 01 перистальтический насос дозатор с доставкой по России и низкой ценой на ремонт и обслуживание.

Модель	Hei-FLOW Advantage 01
Расход насоса при использовании одноканальных дозирующих головок, миллилитров/минуту	0,83-813
Расход насоса при использовании многоканальных дозирующих головок, миллилитров/минуту	0,005-329
Установка скорости	шкала
Направление перекачивания	по часовой стрелке против часовой стрелки
Аналоговый интерфейс (управление скоростью, направлением перекачивания, запуском и остановкой)	да 0 — 10 В / 4 — 20 мА
Цифровой интерфейс	-
Индикатор скорости потока	-

Объём дозирования, миллилитров	-
Интервал дозирования, миллилитров	-
Подключение ножной педали	да
Работа в непрерывном режиме, часов/сутки	24/7
Вес, килограмм	8,2
Класс защиты (DIN EN 60529)	IP 55
Размеры Ш×Г×В, миллиметров	166×256×225
Точность дозирования (вода, без противодавления), %	±3,5
Диапазон скорости двигателя, оборотов/минуту	5-120
Контроль скорости	цифровой
Точность регулировки мотора, %	±0,5
Мощность двигателя, Вт	100
Потребляемая мощность, Вт	140
Плавный старт	-
Электронный тормоз	-
Функции безопасности	защита от перегрева и электронный ограничитель
Условия эксплуатации	0 — 40 °С при 80% относительной влажности

Аксессуары

Наименование	Описание	Артикул
Одноканальные дозирующие головки		
SP quick (т. ст 1,6 мм)	Для шлангов с толщиной стенки 1,6 мм	527-11100-00
SP quick (т. ст 2,5 мм)	Для шлангов с толщиной стенки 2,5 мм	527-11300-00
SP standard (т. ст 1,6 мм)	Для шлангов с толщиной стенки 1,6 мм	523-43010-00
SP standard (т. ст 2,5 мм)	Для шлангов с толщиной стенки 2,5-мм.	523-43030-00

SP vario	Подходит для большинства шлангов Heidolph благодаря регулируемому расстоянию между роликами.	523-45110-00
Многоканальные дозирующие головки		
Многоканальная дозирующая головка C 12	Возможна установка 12 кассет. Отдельное дозирование в несколько сосудов с разными напорами за одну операцию.	524-81220-00
Многоканальная дозирующая головка C 8	Возможна установка 8 малых или 4 больших кассет. Отдельное дозирование в несколько сосудов с разными напорами за одну операцию.	524-40810-00
Многоканальная дозирующая головка C 4	Возможна установка 4 малых кассет. Отдельное дозирование в несколько сосудов с разными напорами за одну операцию.	524-80420-00
Многоканальные кассеты		
Малые кассеты	Скорость потока от 0,005 до 37 мл/мин. Подходит для шлангов с толщиной стенки 0,9 мм.	524-90022-00
Средние кассеты	Скорость потока от 0,24 до 27 мл/мин. Подходит для шлангов с толщиной стенки 1,6 мм.	524-90021-00
Большие кассеты	Скорость потока от 1 до 364 мл/мин. Подходит для шлангов с толщиной стенки 1,6 мм.	524-90010-00
Шланги для одно- и мультиканальных насосов		
Silicone Standard	С платиновым покрытием для фармацевтики и биологии. Для одно- и многоканальных дозирующих головок.	Silicone Standard
Silicone: 1,6 id: 0,8 od: 4 (по метру)	Силиконовый с толщиной стенки 1,6 мм. С платиновым покрытием для фармацевтики и биологии. Для одно- и многоканальных дозирующих головок.	525-33000-00
Silicone: 1,6 id: 1,7 od: 4,9 (по метру)	Силиконовый с толщиной стенки 1,6 мм. С платиновым покрытием для фармацевтики и биологии. Для одно- и многоканальных дозирующих головок.	525-34000-00
Silicone: 1,6 id: 3,1 od: 6,3 (по метру)	Силиконовый с толщиной стенки 1,6 мм. С платиновым покрытием для фармацевтики и биологии. Для одно- и многоканальных дозирующих головок.	525-36000-00

Silicone: 1,6 id: 4,8 od: 8 (по метру)	Силиконовый с толщиной стенки 1,6 мм. С платиновым покрытием для фармацевтики и биологии. Для одно- и многоканальных дозирующих головок.	525-30027-00
Silicone: 1,6 id: 6,4 od: 9,5 (по метру)	Силиконовый с толщиной стенки 1,6 мм. С платиновым покрытием для фармацевтики и биологии. Для одно- и многоканальных дозирующих головок.	525-30028-00
Silicone: 2,5 id: 4,8 od: 9,8 (по метру)	Силиконовый с толщиной стенки 2,5 мм. С платиновым покрытием для фармацевтики и биологии. Для одно- и многоканальных дозирующих головок.	525-35000-00
Silicone: 2,5 id: 6,4 od.: 11,3 (по метру)	Силиконовый с толщиной стенки 2,5 мм. С платиновым покрытием для фармацевтики и биологии. Для одно- и многоканальных дозирующих головок.	525-39000-00
Silicone: 2,5 id: 7,9 od.: 12,9 (по метру)	Силиконовый с толщиной стенки 2,5 мм. С платиновым покрытием для фармацевтики и биологии. Для одно- и многоканальных дозирующих головок.	525-32000-00
Viton® Standard	Превосходная стойкость к кислотам и высоким температурам. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет).	Viton® Standard
Viton®: 1,6 id: 0,8 od.: 4 (по метру)	С толщиной стенки 1,6 мм. Превосходная стойкость к кислотам и высоким температурам. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет).	525-53000-00
Viton®: 1,6 id : 1,7 od.: 4,9 (по метру)	С толщиной стенки 1,6 мм. Превосходная стойкость к кислотам и высоким температурам. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет).	525-54000-00
Viton®: 1,6 id : 3,1 od.: 6,3 (по метру)	С толщиной стенки 1,6 мм. Превосходная стойкость к кислотам и высоким температурам. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет).	525-56000-00
Viton®: 1,6 id : 4,8 od.: 8 (по метру)	С толщиной стенки 1,6 мм. Превосходная стойкость к кислотам и высоким температурам. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет).	525-50027-00
Viton®: 1,6 id : 6,4 od.: 9,5 (по метру)	С толщиной стенки 1,6 мм. Превосходная стойкость к кислотам и высоким температурам. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет).	525-50028-00

Viton®: 2,5 id : 4,8 od.: 9,8 (по метру)	С толщиной стенки 2,5 мм. Превосходная стойкость к кислотам и высоким температурам. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет).	525-55000-00
Viton®: 2,5 id : 6,4 od.: 11,3 (по метру)	С толщиной стенки 2,5 мм. Превосходная стойкость к кислотам и высоким температурам. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет).	525-59000-00
Viton®: 2,5 id : 7,9 od.: 12,9 (по метру)	С толщиной стенки 2,5 мм. Превосходная стойкость к кислотам и высоким температурам. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет).	525-52000-00
PharMed® Standard	Для медицинских, лабораторных и научно-исследовательских нужд. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет).	PharMed® Standard
PharMed®: 1,6 id : 0,8 od.: 4 (по метру)	С толщиной стенки 1,6 мм. Для медицинских, лабораторных и научно-исследовательских нужд. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет).	525-23000-00
PharMed®: 1,6 id : 1,7 od.: 4,9 (по метру)	С толщиной стенки 1,6 мм. Для медицинских, лабораторных и научно-исследовательских нужд. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет).	525-24000-00
PharMed®: 1,6 id : 3,1 od.: 6,3 (по метру)	С толщиной стенки 1,6 мм. Для медицинских, лабораторных и научно-исследовательских нужд. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет).	525-26000-00
PharMed®: 1,6 id : 4,8 od.: 8 (по метру)	С толщиной стенки 1,6 мм. Для медицинских, лабораторных и научно-исследовательских нужд. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет).	525-20027-00
PharMed®: 1,6 id : 6,4 od.: 9,5 (по метру)	С толщиной стенки 1,6 мм. Для медицинских, лабораторных и научно-исследовательских нужд. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет).	525-20028-00
PharMed®: 2,5 id : 4,8 od.: 9,8 (по метру)	С толщиной стенки 2,5 мм. Для медицинских, лабораторных и научно-исследовательских нужд. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет).	525-25000-00

PharMed®: 2,5 id : 6,4 od.: 11,3 (по метру)	С толщиной стенки 2,5 мм. Для медицинских, лабораторных и научно-исследовательских нужд. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет).	525-29000-00
PharMed®: 2,5 id : 7,9 od.: 12,9 (по метру)	С толщиной стенки 2,5 мм. Для медицинских, лабораторных и научно-исследовательских нужд. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет).	525-22000-00
Tygon® Hydrocarbon Standard	Предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Для углеводородов, нефтепродуктов и продуктов перегонки.	Tygon® Hydrocarbon Standard
Tygon® Hydrocarbon : 1,6 id : 0,8 od.: 4 (по метру)	С толщиной стенки 1.6 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Для углеводородов, нефтепродуктов и продуктов перегонки.	525-73000-00
Tygon® Hydrocarbon : 1,6 id : 1,7 od.: 4,9 (по метру)	С толщиной стенки 1.6 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Для углеводородов, нефтепродуктов и продуктов перегонки.	525-74000-00
Tygon® Hydrocarbon : 1,6 id : 3,1 od.: 6,3 (по метру)	С толщиной стенки 1.6 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Для углеводородов, нефтепродуктов и продуктов перегонки.	525-76000-00
Tygon® Hydrocarbon : 1,6 id : 4,8 od.: 8 (по метру)	С толщиной стенки 1.6 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Для углеводородов, нефтепродуктов и продуктов перегонки.	525-70027-00
Tygon® Hydrocarbon : 1,6 id : 6,4 od.: 9,5 (по метру)	С толщиной стенки 1.6 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Для углеводородов, нефтепродуктов и продуктов перегонки.	525-70028-00
Tygon® Hydrocarbon : 2,5 id : 4,8 od.: 9,8 (по метру)	С толщиной стенки 2,5 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Для углеводородов, нефтепродуктов и продуктов перегонки.	525-75000-00
Tygon® Hydrocarbon : 2,5 id : 6,4 od.: 11,3 (по метру)	С толщиной стенки 2,5 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Для углеводородов, нефтепродуктов и продуктов перегонки.	525-79000-00

Tygon® Hydrocarbon : 2,5 id : 7,9 od.: 12,9 (по метру)	С толщиной стенки 2,5 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Для углеводородов, нефтепродуктов и продуктов перегонки.	525-72000-00
Tygon® food Standard	С толщиной стенки 1.6 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Пищевая индустрия, продукты с высоким содержанием жира.	Tygon® food Standard
Tygon® food: 1,6 id : 0,8 od.: 4 (по метру)	С толщиной стенки 1.6 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Пищевая индустрия, продукты с высоким содержанием жира.	525-83000-00
Tygon® food: 1,6 id : 1,7 od.: 4,9 (по метру)	С толщиной стенки 1.6 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Пищевая индустрия, продукты с высоким содержанием жира.	525-84000-00
Tygon® food: 1,6 id : 3,1 od.: 6,3 (по метру)	С толщиной стенки 1.6 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Пищевая индустрия, продукты с высоким содержанием жира.	525-86000-00
Tygon® food: 1,6 id : 4,8 od.: 8 (по метру)	С толщиной стенки 1.6 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Пищевая индустрия, продукты с высоким содержанием жира.	525-80027-00
Tygon® food: 1,6 id : 6,4 od.: 9,5 (по метру)	С толщиной стенки 1.6 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Пищевая индустрия, продукты с высоким содержанием жира.	525-80028-00
Tygon® food: 2,5 id : 4,8 od.: 9,8 (по метру)	С толщиной стенки 2,5 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Пищевая индустрия, продукты с высоким содержанием жира.	525-85000-00
Tygon® food: 2,5 id : 6,4 od.: 11,3 (по метру)	С толщиной стенки 2,5 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Пищевая индустрия, продукты с высоким содержанием жира.	525-89000-00
Tygon® Standard	Для одно- и мультиканальных насосов. Для стандартных процессов.	Tygon® Standard
Tygon®: 1,6 id : 0,8 od.: 4 (по метру)	Толщина стенки 1.6 мм. Для одно- и мультиканальных насосов. Для стандартных процессов.	525-63000-00

Tygon®: 1,6 id : 1,7 od.: 4,9 (по метру)	Толщина стенки 1.6 мм. Для одно- и мультиканальных насосов. Для стандартных процессов.	525-64000-00
Tygon®: 1,6 id : 3,1 od.: 6,3 (по метру)	Толщина стенки 1.6 мм. Для одно- и мультиканальных насосов. Для стандартных процессов.	525-66000-00
Tygon®: 1,6 id : 4,8 od.: 8 (по метру)	Толщина стенки 1.6 мм. Для одно- и мультиканальных насосов. Для стандартных процессов.	525-60027-00
Tygon®: 1,6 id : 6,4 od.: 9,5 (по метру)	Толщина стенки 1.6 мм. Для одно- и мультиканальных насосов. Для стандартных процессов.	525-60028-00
Tygon®: 2,5 id : 4,8 od.: 9,8 (по метру)	Толщина стенки 2,5 мм. Для одно- и мультиканальных насосов. Для стандартных процессов.	525-65000-00
Tygon®: 2,5 id : 6,4 od.: 11,3 (по метру)	Толщина стенки 2,5 мм. Для одно- и мультиканальных насосов. Для стандартных процессов.	525-69000-00
Tygon®: 2,5 id : 7,9 od.: 12,9 (по метру)	Толщина стенки 2,5 мм. Для одно- и мультиканальных насосов. Для стандартных процессов.	525-62000-00
Ограничители для маленьких кассет		
Silicone Standart — два ограничителя для маленьких кассет	Силиконовые шланги с платиновым покрытием для использования в фармацевтике и биологии. Устойчивы к высоким температурам, обеспечивают хороший расход.	Silicone Standart
Silicone — два ограничителя для маленьких кассет: 0,9 id: 0,89 od: 2,69	Силиконовые шланги с платиновым покрытием для использования в фармацевтике и биологии. Устойчивы к высоким температурам, обеспечивают хороший расход.	525-30014-00
Silicone — два ограничителя для маленьких кассет: 0,9 id: 1,42 od: 3,22	Силиконовые шланги с платиновым покрытием для использования в фармацевтике и биологии. Устойчивы к высоким температурам, обеспечивают хороший расход.	525-30015-00
Silicone — два ограничителя для маленьких кассет: 0,9 id: 2,79 od: 4,59	Силиконовые шланги с платиновым покрытием для использования в фармацевтике и биологии. Устойчивы к высоким температурам, обеспечивают хороший расход.	525-30016-00
Viton® Standart — два ограничителя для маленьких кассет	Превосходная стойкость к кислотам и высоким температурам.	Viton® Standart

Viton® — два ограничителя для маленьких кассет: 0,9 id: 0,89 od: 2,69	Превосходная стойкость к кислотам и высоким температурам.	509-63100-00
Viton® — два ограничителя для маленьких кассет: 0,9 id: 2,79 od: 4,59	Превосходная стойкость к кислотам и высоким температурам.	525-50016-00
Viton® — два ограничителя для маленьких кассет: 0,9 id: 1,42 od: 3,22	Превосходная стойкость к кислотам и высоким температурам.	509-63200-00
PharMed® Standart — два ограничителя для маленьких кассет	Для медицинских, лабораторных и научно-исследовательских нужд.	PharMed® Standart
PharMed® — два ограничителя для маленьких кассет: 0,9 id: 0,25 od: 2,05	Для медицинских, лабораторных и научно-исследовательских нужд.	525-20012-00
PharMed® — два ограничителя для маленьких кассет: 0,9 id: 0,51 od: 2,31	Для медицинских, лабораторных и научно-исследовательских нужд.	525-20013-00
PharMed® — два ограничителя для маленьких кассет: 0,9 id: 0,89 od: 2,69	Для медицинских, лабораторных и научно-исследовательских нужд.	525-20014-00
PharMed® — два ограничителя для маленьких кассет: 0,9 id: 1,42 od: 3,22	Для медицинских, лабораторных и научно-исследовательских нужд.	525-20015-00
PharMed® — два ограничителя для маленьких кассет: 0,9 id: 2,79 od: 4,59	Для медицинских, лабораторных и научно-исследовательских нужд.	525-20016-00
Tygon® Standard — два ограничителя для маленьких кассет	Для стандартных процессов.	Tygon® Standard
Tygon® — два ограничителя для маленьких кассет: 0,9 id: 0,25 od: 2,05	Для стандартных процессов.	525-60012-00
Tygon® — два ограничителя для маленьких кассет: 0,9	Для стандартных процессов.	525-60013-00

id: 0,51 od: 2,31		
Tygon® — два ограничителя для маленьких кассет: 0,9 id: 0,89 od: 2,69	Для стандартных процессов.	525-60014-00
Tygon® — два ограничителя для маленьких кассет: 0,9 id: 1,42 od: 3,22	Для стандартных процессов.	525-60015-00
Tygon® — два ограничителя для маленьких кассет: 0,9 id: 2,79 od: 4,59	Для стандартных процессов.	525-60016-00
Удлинитель для маленьких кассет		
Tygon® Standard — удлинитель для маленьких кассет	Для стандартных процессов. Материал: мягкий прозрачный термопластичный ПВХ.	Tygon® Standard
Tygon® — удлинитель для маленьких кассет: 0,9 id: 0,51 od: 2,31 (по метру)	Для стандартных процессов. Материал: мягкий прозрачный термопластичный ПВХ.	525-60023-00
Tygon® — удлинитель для маленьких кассет: 0,9 id: 0,89 od: 2,69 (по метру)	Для стандартных процессов. Материал: мягкий прозрачный термопластичный ПВХ.	525-60024-00
Tygon® — удлинитель для маленьких кассет: 0,9 id: 1,42 od: 3,22 (по метру)	Для стандартных процессов. Материал: мягкий прозрачный термопластичный ПВХ.	525-60025-00
Tygon® — удлинитель для маленьких кассет: 0,9 id: 2,79 od: 4,59 (по метру)	Для стандартных процессов. Материал: мягкий прозрачный термопластичный ПВХ.	525-60026-00
Silicone Standard — удлинитель для маленьких кассет	Силиконовые шланги с платиновым покрытием для использования в фармацевтике и биологии.	Silicone Standard
Silicone — удлинитель для маленьких кассет: 0,9 id: 0,89 od: 2,69 (по метру)	Силиконовые шланги с платиновым покрытием для использования в фармацевтике и биологии.	525-30024-00
Silicone — удлинитель для маленьких кассет: 0,9 id: 1,42 od: 3,22 (по метру)	Силиконовые шланги с платиновым покрытием для использования в фармацевтике и биологии.	525-30025-00

Silicone — удлинитель для маленьких кассет: 0,9 id: 2,79 od: 4,59 (по метру)	Силиконовые шланги с платиновым покрытием для использования в фармацевтике и биологии.	525-30026-00
Viton® Standard — удлинитель для маленьких кассет	Отличная устойчивость к растворителям и коррозионно-активным веществам при высоких температурах.	Viton® Standard
Viton® — удлинитель для маленьких кассет: 0,9 id: 0,89 od: 2,69 (по метру)	Отличная устойчивость к растворителям и коррозионно-активным веществам при высоких температурах.	525-50024-00
Viton® — удлинитель для маленьких кассет: 0,9 id: 1,42 od: 3,22 (по метру)	Отличная устойчивость к растворителям и коррозионно-активным веществам при высоких температурах.	525-50025-00
Viton® — удлинитель для маленьких кассет: 0,9 id: 2,79 od: 4,59 (по метру)	Отличная устойчивость к растворителям и коррозионно-активным веществам при высоких температурах.	525-50026-00
PharMed® Standard — удлинитель для маленьких кассет	Для медицинских, лабораторных и научно-исследовательских нужд.	PharMed® Standard
PharMed® — удлинитель для маленьких кассет: 0,9 id: 0,25 od: 2,05 (по метру)	Для медицинских, лабораторных и научно-исследовательских нужд.	525-20022-00
PharMed® — удлинитель для маленьких кассет: 0,9 id: 0,51 od: 2,31 (по метру)	Для медицинских, лабораторных и научно-исследовательских нужд.	525-20023-00
PharMed® — удлинитель для маленьких кассет: 0,9 id: 0,89 od: 2,69 (по метру)	Для медицинских, лабораторных и научно-исследовательских нужд.	525-20024-00
PharMed® — удлинитель для маленьких кассет: 0,9 id: 1,42 od: 3,22 (по метру)	Для медицинских, лабораторных и научно-исследовательских нужд.	525-20025-00
PharMed® — удлинитель для маленьких кассет: 0,9 id: 2,79 od: 4,59 (по метру)	Для медицинских, лабораторных и научно-исследовательских нужд.	525-20026-00
Дополнительные аксессуары		

Адаптер для многоканальных головок	Для закрепления головки на приводе насоса.	526-16000-00
Фиттинги для шланга	Для шлангов диаметром 0,2 — 2,8 мм.	526-22000-00

Heidolph Hei-FLOW Advantage 01 Multi перистальтический насос дозатор

Увеличение производительности за счёт установки до 12 маленьких кассет.
Диапазон скорости двигателя: 5 - 120 об/мин. Производительность в
одноканальном режиме: 0,38 – 813 мл/мин. Производительность в
многоканальном режиме: 0,005 – 329 мл/мин.



Hei-FLOW Advantage 01 Multi (0,005...329 мл/мин, многоканальная)
- перистальтический насос от Heidolph

Страна производитель: Германия

Компания Heidolph производит перистальтический насос Hei-FLOW Advantage 01 Multi, который включает в свой комплект адаптер для многоканальной головки. Устройство решает ежедневные рутинные задачи по точной дозировке и перекачиванию различных жидкостей в лабораториях, научных организациях, на химических и пищевых производствах.

Высокая безопасность

- двигатель прибора отключается автоматически при достижении системой пиковых температур;
- огнеопасные жидкости не вызывают опасность благодаря безыскровому мотору;
- перекачиваемая жидкость всегда находится в шланге, это исключает контакт пользователя с агрессивными химикатами.

Практичное применение

- нет нужды использования клапанов благодаря самовсасывающему механизму;
- цифровой и аналоговый интерфейс делают возможным применение специальной программы с персонального компьютера или использование дополнительной ножной педали;
- точность дозировки раствора всегда находится на одном уровне и не зависит от нагрузки.

Экономия

- отсутствие коррозии внутренних деталей благодаря герметичности конструкции;
- долгий срок работы (в среднем 10 лет);
- непрерывная работа 7 дней 24 часа;
- минимум тех. обслуживание;
- легкая смена головки и превращение насоса в многоканальную систему;
- двойная производительность при применении 2-х головок для дозирования.

Особенности Hei-FLOW Advantage 01 Multi

- интерфейс с аналоговым управлением отвечает за запуск и управление скоростью, а также за переключение направления перекачивания;
- интервал регулировки скорости 50-600 оборотов/минуту;
- нагрузка не влияет на скорость перекачки;
- электронный контроль скоростного режима (точность поддержания $\pm 0,5\%$);
- специальная кнопка для изменения направления перекачивания (по часовой стрелке или против нее);
- функция MAX на кнопке позволяет быстро заполнить или опорожнить трубку;
- расход от 0,38 до 813 миллилитров в минуту при использовании 1-канальных дозирующих головок;
- можно применять многоканальную головку;
- расход многоканальной системы — 0,005-329 миллилитров/минуту;
- адаптер, входящий в комплект, при необходимости превращает насос в многоканальную систему.

У нас можно купить Heidolph Hei-FLOW Advantage 01 Multi перистальтический насос дозатор с доставкой по России и низкой ценой на ремонт и обслуживание.

Модель	Hei-FLOW Advantage 01 Multi
Расход насоса при использовании одноканальных дозирующих головок, миллилитров/минуту	0,83-813
Расход насоса при использовании многоканальных дозирующих головок, миллилитров/минуту	0,005-329
Установка скорости	шкала
Направление перекачивания	по часовой стрелке против часовой стрелки
Аналоговый интерфейс (управление скоростью, направлением перекачивания, запуском и остановкой)	да 0 — 10 В / 4 — 20 мА
Цифровой интерфейс	-
Индикатор скорости потока	-

Объём дозирования, миллилитров	-
Интервал дозирования, миллилитров	-
Подключение ножной педали	да
Работа в непрерывном режиме, часов/сутки	24/7
Вес, килограмм	8,2
Класс защиты (DIN EN 60529)	IP 55
Размеры Ш×Г×В, миллиметров	166×256×225
Точность дозирования (вода, без противодавления), %	±3,5
Диапазон скорости двигателя, оборотов/минуту	5-120
Контроль скорости	цифровой
Точность регулировки мотора, %	±0,5
Мощность двигателя, Вт	100
Потребляемая мощность, Вт	140
Плавный старт	-
Электронный тормоз	-
Функции безопасности	защита от перегрева и электронный ограничитель
Условия эксплуатации	0 — 40 °С при 80% относительной влажности

Аксессуары

Наименование	Описание	Артикул
Одноканальные дозирующие головки		
SP quick (т. ст 1,6 мм)	Для шлангов с толщиной стенки 1,6 мм	527-11100-00
SP quick (т. ст 2,5 мм)	Для шлангов с толщиной стенки 2,5 мм	527-11300-00
SP standard (т. ст 1,6 мм)	Для шлангов с толщиной стенки 1,6 мм	523-43010-00
SP standard (т. ст 2,5 мм)	Для шлангов с толщиной стенки 2,5-мм.	523-43030-00

SP vario	Подходит для большинства шлангов Heidolph благодаря регулируемому расстоянию между роликами.	523-45110-00
Многоканальные дозирующие головки		
Многоканальная дозирующая головка C 12	Возможна установка 12 кассет. Отдельное дозирование в несколько сосудов с разными напорами за одну операцию.	524-81220-00
Многоканальная дозирующая головка C 8	Возможна установка 8 малых или 4 больших кассет. Отдельное дозирование в несколько сосудов с разными напорами за одну операцию.	524-40810-00
Многоканальная дозирующая головка C 4	Возможна установка 4 малых кассет. Отдельное дозирование в несколько сосудов с разными напорами за одну операцию.	524-80420-00
Многоканальные кассеты		
Малые кассеты	Скорость потока от 0,005 до 37 мл/мин. Подходит для шлангов с толщиной стенки 0,9 мм.	524-90022-00
Средние кассеты	Скорость потока от 0,24 до 27 мл/мин. Подходит для шлангов с толщиной стенки 1,6 мм.	524-90021-00
Большие кассеты	Скорость потока от 1 до 364 мл/мин. Подходит для шлангов с толщиной стенки 1,6 мм.	524-90010-00
Шланги для одно- и мультиканальных насосов		
Silicone Standard	С платиновым покрытием для фармацевтики и биологии. Для одно- и многоканальных дозирующих головок.	Silicone Standard
Silicone: 1,6 id: 0,8 od: 4 (по метру)	Силиконовый с толщиной стенки 1,6 мм. С платиновым покрытием для фармацевтики и биологии. Для одно- и многоканальных дозирующих головок.	525-33000-00
Silicone: 1,6 id: 1,7 od: 4,9 (по метру)	Силиконовый с толщиной стенки 1,6 мм. С платиновым покрытием для фармацевтики и биологии. Для одно- и многоканальных дозирующих головок.	525-34000-00
Silicone: 1,6 id: 3,1 od: 6,3 (по метру)	Силиконовый с толщиной стенки 1,6 мм. С платиновым покрытием для фармацевтики и биологии. Для одно- и многоканальных дозирующих головок.	525-36000-00

Silicone: 1,6 id: 4,8 od: 8 (по метру)	Силиконовый с толщиной стенки 1,6 мм. С платиновым покрытием для фармацевтики и биологии. Для одно- и многоканальных дозирующих головок.	525-30027-00
Silicone: 1,6 id: 6,4 od: 9,5 (по метру)	Силиконовый с толщиной стенки 1,6 мм. С платиновым покрытием для фармацевтики и биологии. Для одно- и многоканальных дозирующих головок.	525-30028-00
Silicone: 2,5 id: 4,8 od: 9,8 (по метру)	Силиконовый с толщиной стенки 2,5 мм. С платиновым покрытием для фармацевтики и биологии. Для одно- и многоканальных дозирующих головок.	525-35000-00
Silicone: 2,5 id: 6,4 od.: 11,3 (по метру)	Силиконовый с толщиной стенки 2,5 мм. С платиновым покрытием для фармацевтики и биологии. Для одно- и многоканальных дозирующих головок.	525-39000-00
Silicone: 2,5 id: 7,9 od.: 12,9 (по метру)	Силиконовый с толщиной стенки 2,5 мм. С платиновым покрытием для фармацевтики и биологии. Для одно- и многоканальных дозирующих головок.	525-32000-00
Viton® Standard	Превосходная стойкость к кислотам и высоким температурам. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет).	Viton® Standard
Viton®: 1,6 id: 0,8 od.: 4 (по метру)	С толщиной стенки 1,6 мм. Превосходная стойкость к кислотам и высоким температурам. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет).	525-53000-00
Viton®: 1,6 id : 1,7 od.: 4,9 (по метру)	С толщиной стенки 1,6 мм. Превосходная стойкость к кислотам и высоким температурам. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет).	525-54000-00
Viton®: 1,6 id : 3,1 od.: 6,3 (по метру)	С толщиной стенки 1,6 мм. Превосходная стойкость к кислотам и высоким температурам. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет).	525-56000-00
Viton®: 1,6 id : 4,8 od.: 8 (по метру)	С толщиной стенки 1,6 мм. Превосходная стойкость к кислотам и высоким температурам. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет).	525-50027-00
Viton®: 1,6 id : 6,4 od.: 9,5 (по метру)	С толщиной стенки 1,6 мм. Превосходная стойкость к кислотам и высоким температурам. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет).	525-50028-00

Viton®: 2,5 id : 4,8 od.: 9,8 (по метру)	С толщиной стенки 2,5 мм. Превосходная стойкость к кислотам и высоким температурам. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет).	525-55000-00
Viton®: 2,5 id : 6,4 od.: 11,3 (по метру)	С толщиной стенки 2,5 мм. Превосходная стойкость к кислотам и высоким температурам. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет).	525-59000-00
Viton®: 2,5 id : 7,9 od.: 12,9 (по метру)	С толщиной стенки 2,5 мм. Превосходная стойкость к кислотам и высоким температурам. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет).	525-52000-00
PharMed® Standard	Для медицинских, лабораторных и научно-исследовательских нужд. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет).	PharMed® Standard
PharMed®: 1,6 id : 0,8 od.: 4 (по метру)	С толщиной стенки 1,6 мм. Для медицинских, лабораторных и научно-исследовательских нужд. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет).	525-23000-00
PharMed®: 1,6 id : 1,7 od.: 4,9 (по метру)	С толщиной стенки 1,6 мм. Для медицинских, лабораторных и научно-исследовательских нужд. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет).	525-24000-00
PharMed®: 1,6 id : 3,1 od.: 6,3 (по метру)	С толщиной стенки 1,6 мм. Для медицинских, лабораторных и научно-исследовательских нужд. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет).	525-26000-00
PharMed®: 1,6 id : 4,8 od.: 8 (по метру)	С толщиной стенки 1,6 мм. Для медицинских, лабораторных и научно-исследовательских нужд. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет).	525-20027-00
PharMed®: 1,6 id : 6,4 od.: 9,5 (по метру)	С толщиной стенки 1,6 мм. Для медицинских, лабораторных и научно-исследовательских нужд. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет).	525-20028-00
PharMed®: 2,5 id : 4,8 od.: 9,8 (по метру)	С толщиной стенки 2,5 мм. Для медицинских, лабораторных и научно-исследовательских нужд. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет).	525-25000-00

PharMed®: 2,5 id : 6,4 od.: 11,3 (по метру)	С толщиной стенки 2,5 мм. Для медицинских, лабораторных и научно-исследовательских нужд. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет).	525-29000-00
PharMed®: 2,5 id : 7,9 od.: 12,9 (по метру)	С толщиной стенки 2,5 мм. Для медицинских, лабораторных и научно-исследовательских нужд. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет).	525-22000-00
Tygon® Hydrocarbon Standard	Предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Для углеводородов, нефтепродуктов и продуктов перегонки.	Tygon® Hydrocarbon Standard
Tygon® Hydrocarbon : 1,6 id : 0,8 od.: 4 (по метру)	С толщиной стенки 1.6 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Для углеводородов, нефтепродуктов и продуктов перегонки.	525-73000-00
Tygon® Hydrocarbon : 1,6 id : 1,7 od.: 4,9 (по метру)	С толщиной стенки 1.6 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Для углеводородов, нефтепродуктов и продуктов перегонки.	525-74000-00
Tygon® Hydrocarbon : 1,6 id : 3,1 od.: 6,3 (по метру)	С толщиной стенки 1.6 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Для углеводородов, нефтепродуктов и продуктов перегонки.	525-76000-00
Tygon® Hydrocarbon : 1,6 id : 4,8 od.: 8 (по метру)	С толщиной стенки 1.6 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Для углеводородов, нефтепродуктов и продуктов перегонки.	525-70027-00
Tygon® Hydrocarbon : 1,6 id : 6,4 od.: 9,5 (по метру)	С толщиной стенки 1.6 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Для углеводородов, нефтепродуктов и продуктов перегонки.	525-70028-00
Tygon® Hydrocarbon : 2,5 id : 4,8 od.: 9,8 (по метру)	С толщиной стенки 2,5 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Для углеводородов, нефтепродуктов и продуктов перегонки.	525-75000-00
Tygon® Hydrocarbon : 2,5 id : 6,4 od.: 11,3 (по метру)	С толщиной стенки 2,5 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Для углеводородов, нефтепродуктов и продуктов перегонки.	525-79000-00

Tygon® Hydrocarbon : 2,5 id : 7,9 od.: 12,9 (по метру)	С толщиной стенки 2,5 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Для углеводородов, нефтепродуктов и продуктов перегонки.	525-72000-00
Tygon® food Standard	С толщиной стенки 1.6 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Пищевая индустрия, продукты с высоким содержанием жира.	Tygon® food Standard
Tygon® food: 1,6 id : 0,8 od.: 4 (по метру)	С толщиной стенки 1.6 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Пищевая индустрия, продукты с высоким содержанием жира.	525-83000-00
Tygon® food: 1,6 id : 1,7 od.: 4,9 (по метру)	С толщиной стенки 1.6 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Пищевая индустрия, продукты с высоким содержанием жира.	525-84000-00
Tygon® food: 1,6 id : 3,1 od.: 6,3 (по метру)	С толщиной стенки 1.6 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Пищевая индустрия, продукты с высоким содержанием жира.	525-86000-00
Tygon® food: 1,6 id : 4,8 od.: 8 (по метру)	С толщиной стенки 1.6 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Пищевая индустрия, продукты с высоким содержанием жира.	525-80027-00
Tygon® food: 1,6 id : 6,4 od.: 9,5 (по метру)	С толщиной стенки 1.6 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Пищевая индустрия, продукты с высоким содержанием жира.	525-80028-00
Tygon® food: 2,5 id : 4,8 od.: 9,8 (по метру)	С толщиной стенки 2,5 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Пищевая индустрия, продукты с высоким содержанием жира.	525-85000-00
Tygon® food: 2,5 id : 6,4 od.: 11,3 (по метру)	С толщиной стенки 2,5 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Пищевая индустрия, продукты с высоким содержанием жира.	525-89000-00
Tygon® Standard	Для одно- и мультиканальных насосов. Для стандартных процессов.	Tygon® Standard
Tygon®: 1,6 id : 0,8 od.: 4 (по метру)	Толщина стенки 1.6 мм. Для одно- и мультиканальных насосов. Для стандартных процессов.	525-63000-00

Tygon®: 1,6 id : 1,7 od.: 4,9 (по метру)	Толщина стенки 1.6 мм. Для одно- и мультиканальных насосов. Для стандартных процессов.	525-64000-00
Tygon®: 1,6 id : 3,1 od.: 6,3 (по метру)	Толщина стенки 1.6 мм. Для одно- и мультиканальных насосов. Для стандартных процессов.	525-66000-00
Tygon®: 1,6 id : 4,8 od.: 8 (по метру)	Толщина стенки 1.6 мм. Для одно- и мультиканальных насосов. Для стандартных процессов.	525-60027-00
Tygon®: 1,6 id : 6,4 od.: 9,5 (по метру)	Толщина стенки 1.6 мм. Для одно- и мультиканальных насосов. Для стандартных процессов.	525-60028-00
Tygon®: 2,5 id : 4,8 od.: 9,8 (по метру)	Толщина стенки 2,5 мм. Для одно- и мультиканальных насосов. Для стандартных процессов.	525-65000-00
Tygon®: 2,5 id : 6,4 od.: 11,3 (по метру)	Толщина стенки 2,5 мм. Для одно- и мультиканальных насосов. Для стандартных процессов.	525-69000-00
Tygon®: 2,5 id : 7,9 od.: 12,9 (по метру)	Толщина стенки 2,5 мм. Для одно- и мультиканальных насосов. Для стандартных процессов.	525-62000-00
Ограничители для маленьких кассет		
Silicone Standart — два ограничителя для маленьких кассет	Силиконовые шланги с платиновым покрытием для использования в фармацевтике и биологии. Устойчивы к высоким температурам, обеспечивают хороший расход.	Silicone Standart
Silicone — два ограничителя для маленьких кассет: 0,9 id: 0,89 od: 2,69	Силиконовые шланги с платиновым покрытием для использования в фармацевтике и биологии. Устойчивы к высоким температурам, обеспечивают хороший расход.	525-30014-00
Silicone — два ограничителя для маленьких кассет: 0,9 id: 1,42 od: 3,22	Силиконовые шланги с платиновым покрытием для использования в фармацевтике и биологии. Устойчивы к высоким температурам, обеспечивают хороший расход.	525-30015-00
Silicone — два ограничителя для маленьких кассет: 0,9 id: 2,79 od: 4,59	Силиконовые шланги с платиновым покрытием для использования в фармацевтике и биологии. Устойчивы к высоким температурам, обеспечивают хороший расход.	525-30016-00
Viton® Standart — два ограничителя для маленьких кассет	Превосходная стойкость к кислотам и высоким температурам.	Viton® Standart

Viton® — два ограничителя для маленьких кассет: 0,9 id: 0,89 od: 2,69	Превосходная стойкость к кислотам и высоким температурам.	509-63100-00
Viton® — два ограничителя для маленьких кассет: 0,9 id: 2,79 od: 4,59	Превосходная стойкость к кислотам и высоким температурам.	525-50016-00
Viton® — два ограничителя для маленьких кассет: 0,9 id: 1,42 od: 3,22	Превосходная стойкость к кислотам и высоким температурам.	509-63200-00
PharMed® Standart — два ограничителя для маленьких кассет	Для медицинских, лабораторных и научно-исследовательских нужд.	PharMed® Standart
PharMed® — два ограничителя для маленьких кассет: 0,9 id: 0,25 od: 2,05	Для медицинских, лабораторных и научно-исследовательских нужд.	525-20012-00
PharMed® — два ограничителя для маленьких кассет: 0,9 id: 0,51 od: 2,31	Для медицинских, лабораторных и научно-исследовательских нужд.	525-20013-00
PharMed® — два ограничителя для маленьких кассет: 0,9 id: 0,89 od: 2,69	Для медицинских, лабораторных и научно-исследовательских нужд.	525-20014-00
PharMed® — два ограничителя для маленьких кассет: 0,9 id: 1,42 od: 3,22	Для медицинских, лабораторных и научно-исследовательских нужд.	525-20015-00
PharMed® — два ограничителя для маленьких кассет: 0,9 id: 2,79 od: 4,59	Для медицинских, лабораторных и научно-исследовательских нужд.	525-20016-00
Tygon® Standard — два ограничителя для маленьких кассет	Для стандартных процессов.	Tygon® Standard
Tygon® — два ограничителя для маленьких кассет: 0,9 id: 0,25 od: 2,05	Для стандартных процессов.	525-60012-00
Tygon® — два ограничителя для маленьких кассет: 0,9	Для стандартных процессов.	525-60013-00

id: 0,51 od: 2,31		
Tygon® — два ограничителя для маленьких кассет: 0,9 id: 0,89 od: 2,69	Для стандартных процессов.	525-60014-00
Tygon® — два ограничителя для маленьких кассет: 0,9 id: 1,42 od: 3,22	Для стандартных процессов.	525-60015-00
Tygon® — два ограничителя для маленьких кассет: 0,9 id: 2,79 od: 4,59	Для стандартных процессов.	525-60016-00
Удлинители для маленьких кассет		
Tygon® Standard — удлинитель для маленьких кассет	Для стандартных процессов. Материал: мягкий прозрачный термопластичный ПВХ.	Tygon® Standard
Tygon® — удлинитель для маленьких кассет: 0,9 id: 0,51 od: 2,31 (по метру)	Для стандартных процессов. Материал: мягкий прозрачный термопластичный ПВХ.	525-60023-00
Tygon® — удлинитель для маленьких кассет: 0,9 id: 0,89 od: 2,69 (по метру)	Для стандартных процессов. Материал: мягкий прозрачный термопластичный ПВХ.	525-60024-00
Tygon® — удлинитель для маленьких кассет: 0,9 id: 1,42 od: 3,22 (по метру)	Для стандартных процессов. Материал: мягкий прозрачный термопластичный ПВХ.	525-60025-00
Tygon® — удлинитель для маленьких кассет: 0,9 id: 2,79 od: 4,59 (по метру)	Для стандартных процессов. Материал: мягкий прозрачный термопластичный ПВХ.	525-60026-00
Silicone Standard — удлинитель для маленьких кассет	Силиконовые шланги с платиновым покрытием для использования в фармацевтике и биологии.	Silicone Standard
Silicone — удлинитель для маленьких кассет: 0,9 id: 0,89 od: 2,69 (по метру)	Силиконовые шланги с платиновым покрытием для использования в фармацевтике и биологии.	525-30024-00
Silicone — удлинитель для маленьких кассет: 0,9 id: 1,42 od: 3,22 (по метру)	Силиконовые шланги с платиновым покрытием для использования в фармацевтике и биологии.	525-30025-00

Silicone — удлинитель для маленьких кассет: 0,9 id: 2,79 od: 4,59 (по метру)	Силиконовые шланги с платиновым покрытием для использования в фармацевтике и биологии.	525-30026-00
Viton® Standard — удлинитель для маленьких кассет	Отличная устойчивость к растворителям и коррозионно-активным веществам при высоких температурах.	Viton® Standard
Viton® — удлинитель для маленьких кассет: 0,9 id: 0,89 od: 2,69 (по метру)	Отличная устойчивость к растворителям и коррозионно-активным веществам при высоких температурах.	525-50024-00
Viton® — удлинитель для маленьких кассет: 0,9 id: 1,42 od: 3,22 (по метру)	Отличная устойчивость к растворителям и коррозионно-активным веществам при высоких температурах.	525-50025-00
Viton® — удлинитель для маленьких кассет: 0,9 id: 2,79 od: 4,59 (по метру)	Отличная устойчивость к растворителям и коррозионно-активным веществам при высоких температурах.	525-50026-00
PharMed® Standard — удлинитель для маленьких кассет	Для медицинских, лабораторных и научно-исследовательских нужд.	PharMed® Standard
PharMed® — удлинитель для маленьких кассет: 0,9 id: 0,25 od: 2,05 (по метру)	Для медицинских, лабораторных и научно-исследовательских нужд.	525-20022-00
PharMed® — удлинитель для маленьких кассет: 0,9 id: 0,51 od: 2,31 (по метру)	Для медицинских, лабораторных и научно-исследовательских нужд.	525-20023-00
PharMed® — удлинитель для маленьких кассет: 0,9 id: 0,89 od: 2,69 (по метру)	Для медицинских, лабораторных и научно-исследовательских нужд.	525-20024-00
PharMed® — удлинитель для маленьких кассет: 0,9 id: 1,42 od: 3,22 (по метру)	Для медицинских, лабораторных и научно-исследовательских нужд.	525-20025-00
PharMed® — удлинитель для маленьких кассет: 0,9 id: 2,79 od: 4,59 (по метру)	Для медицинских, лабораторных и научно-исследовательских нужд.	525-20026-00
Дополнительные аксессуары		

Адаптер для многоканальных головок	Для закрепления головки на приводе насоса.	526-16000-00
Фиттинги для шланга	Для шлангов диаметром 0,2 — 2,8 мм.	526-22000-00

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	