

Комплекты перистальтических насосов Silver

Описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	

Heidolph Hei-FLOW Silver 1 комплект для стандартного применения

Для стандартного применения. Hei-FLOW Value 01, SP quick 1.6, 1 м Tygon (standard) и Silicone Ø 3.1 мм.



Страна производитель: Германия

Выбрать подходящий перистальтический насос от Heidolph теперь стало еще проще — компания выпускает готовые комплекты Hei-FLOW Silver 1 для стандартного применения. Система оптимально решает разнообразные задачи по перекачиванию агрессивных химикатов и стерильных жидкостей.

Комплект поставки включает в себя

- перистальтический насос Hei-FLOW Value 01;
- одноканальную дозирующую головку SP quick;
- шланг Tygon Standard;
- шланг Silicone.

Особенности Hei-FLOW Value 01

- пыле- и влагозащита по международному стандарту IP 30;
- для прямой и обратной откачки жидкости панель обладает практичной ручкой отвечающей за управлением скоростью;
- специальный переходник 526-16000-00 для подключения многоканальных головок;
- электроконтроль скоростного режима позволяет обеспечивать точность поддержания $\pm 2\%$;
- клавиша для задания направления перекачивания жидкости.

Особенности SP quick

- подходит для шлангов с толщиной стенки 1,6 и 2,5 миллиметров;
- простая и быстрая смена шлангов;
- пять роликов для низкой пульсации;
- передача вращения по средствам шариковых подшипников;
- ролики произведены из нержавеющей стали;
- расход в диапазоне 0,38 — 3436 миллилитров в минуту (зависит от привода и шлангов).

Характеристики шланга Tygon Standard

- не токсичные материал;
- не подвергается окислению;
- не воздействует с щелочами, кислотами и неорганическими химикатами;
- минимальная газопроницаемость;
- долгий срок эксплуатации;
- создан из мягкого термопластичного прозрачного ПВХ;
- отвечает стандартам FDA (21 CFR 177.2601) и GLP;
- диапазон температур от -50 до $+75$ °C;
- возможность автоклавирования (30 минут, 1 бар, 120 °C);
- стерилизация при помощи окиси этилена.

Характеристики шланга Silicone

- исключение роста бактерий благодаря гладкой внутренней поверхности;
- отличная биосовместимость;
- уровень адсорбции и абсорбции минимален;
- выдерживает высокую температуру;
- гарантирует хороший расход;
- не содержат пластификаторы;
- полностью инертны;
- производится из полидиметилсилоксан с кремнистой землёй и кремнеорганическими добавками;
- белый, полупрозрачный материал;
- превосходная сопротивляемость при возникновении контактного давления;
- согласно требованиям USP класс VI, FDA, GLP и NSF;
- температура от -80 до $+200$ °C;
- автоклавирование в течение 30 минут при давлении 1 бар;
- стерилизация ионизирующим излучением;
- не подходит для масел, разбавленного гидроксида натрия, концентрированных растворителей.

У нас можно купить Heidolph Hei-FLOW Silver 1 комплект для задач, требующих высокой точности с доставкой по России и низкой ценой на ремонт и обслуживание.

Модель	Hei-FLOW Value 01
Расход насоса при использовании одноканальных дозирующих головок, миллилитров/минуту	0,83-861
Расход насоса при использовании многоканальных дозирующих головок, миллилитров/минуту	0,005-364
Установка скорости	шкала
Направление перекачивания	по часовой стрелке против часовой стрелки
Аналоговый интерфейс (управление скоростью, направлением перекачивания, запуском и остановкой)	-
Цифровой интерфейс	-
Индикатор скорости потока	-
Объём дозирования, миллилитров	-
Интервал дозирования, миллилитров	-
Подключение ножной педали	-
Работа в непрерывном режиме, часов/сутки	24/7
Вес, килограмм	6,8
Класс защиты (DIN EN 60529)	IP 30
Размеры Ш×Г×В, миллиметров	166×256×225
Точность дозирования (вода, без противодавления), %	±5
Диапазон скорости двигателя, оборотов/минуту	10-120
Контроль скорости	аналоговый
Точность регулировки мотора, %	±2
Мощность двигателя, Вт	71
Потребляемая мощность, Вт	150
Плавный старт	-
Электронный тормоз	-
Функции безопасности	защита от перегрева

Условия эксплуатации	0 — 40 °С при 80% относительной влажности
----------------------	---

Tygon Standard

Стойкость:	
Кислоты	хорошо
Щелочи	хорошо
Растворители	не совместимы
Давление	хорошо
Вакуум	хорошо
Вязкие растворы	отлично
Стерильные растворы	условно совместимы

Silicone

Стойкость:	
Кислоты	условно совместимы
Щелочи	условно совместимы
Растворители	не совместимы
Давление	удовлетворительно
Вакуум	хорошо
Вязкие растворы	удовлетворительно
Стерильные растворы	отлично

Heidolph Hei-FLOW Silver 2 комплект для стандартного применения

Для стандартного применения. Hei-FLOW Value 06, SP standard 2.5, 1 м Tygon (standard) и Silicone Ø 6.3 мм



Страна производитель: Германия

Для комплексного решения поставленных задач компания Heidolph выпускает высококачественный перистальтический комплект Hei-FLOW Silver 2. Насос совместно с дозирующей головкой и шлангами подходят для стандартных применений, требующих безопасное перекачивание различных веществ, а также стерильных сред.

Комплект поставки включает в себя

- перистальтический насос Hei-FLOW Value 06;
- одноканальную дозирующую головку SP standard;
- шланг Tygon Standard;
- шланг Silicone.

Особенности Hei-FLOW Value 06

- перистальтические насосы защищены от пыли и влаги по международному стандарту IP 30;
- расход 4,0 — 4151 мл/мин при использовании одноканальных дозирующих головок;
- направление перекачивания (по или против часовой стрелки) устанавливается нажатием клавиши;
- панель устройства имеет удобную ручку для регулирования скорости, при этом перекачка вещества можно и в прямом и в обратном режиме;
- электронный контроль скорости гарантирует точность поддержания $\pm 2\%$;

- задание скорости в интервале 50 — 600 оборотов в минуту с помощью аналогового регулятора;
- изменение нагрузки не влияет на скорость перекачивания;
- Hei-FLOW Value 06 не подходит для установки многоканальных дозирующих головок.

Особенности SP standard

- подходит для шлангов с толщиной стенки 1,6 и 2,5 миллиметров;
- ролики выпуклой формы не оказывают разрушающее воздействие на клеточные структуры;
- передача вращения по средствам шариковых подшипников;
- ролики произведены из полиамида и нержавеющей стали;
- расход в диапазоне 2,0 — 4151 миллилитров в минуту (зависит от привода и шлангов).

Характеристики Tygon Standard

- не токсичные материал;
- не подвергается окислению;
- не воздействует с щелочами, кислотами и неорганическими химикатами;
- минимальная газопроницаемость;
- долгий срок эксплуатации;
- создан из мягкого термопластичного прозрачного ПВХ;
- отвечает стандартам FDA (21 CFR 177.2601) и GLP;
- диапазон температур от –50 до +75 °C;
- возможность автоклавирования (30 минут, 1 бар, 120 °C);
- стерилизация при помощи окиси этилена.

Характеристики Silicone

- исключение роста бактерий благодаря гладкой внутренней поверхности;
- отличная биосовместимость;
- уровень адсорбции и абсорбции минимален;
- выдерживает высокую температуру;
- гарантирует хороший расход;
- не содержат пластификаторы;
- полностью инертны;
- производится из полидиметилсилоксан с кремнистой землёй и кремнеорганическими добавками;
- белый, полупрозрачный материал;
- превосходная сопротивляемость при возникновении контактного давления;
- согласно требованиям USP класс VI, FDA, GLP и NSF;
- температура от –80 до +200 °C;
- автоклавирование в течение 30 минут при давлении 1 бар;
- стерилизация ионизирующим излучением;
- не подходит для масел, разбавленного гидроксида натрия, концентрированных растворителей.

У нас можно купить Heidolph Hei-FLOW Silver 2 комплект для задач, требующих высокой точности с доставкой по России и низкой ценой на ремонт и обслуживание.

Модель	Hei-FLOW Value 06
Расход насоса при использовании одноканальных дозирующих головок, миллилитров/минуту	4,0-4151

Расход насоса при использовании многоканальных дозирующих головок, миллилитров/минуту	-
Установка скорости	шкала
Направление перекачивания	по часовой стрелке против часовой стрелки
Аналоговый интерфейс (управление скоростью, направлением перекачивания, запуском и остановкой)	-
Цифровой интерфейс	-
Индикатор скорости потока	-
Объём дозирования, миллилитров	-
Интервал дозирования, миллилитров	-
Подключение ножной педали	-
Работа в непрерывном режиме, часов/сутки	24/7
Вес, килограмм	6,2
Класс защиты (DIN EN 60529)	IP 30
Размеры Ш×Г×В, миллиметров	166×256×225
Точность дозирования (вода, без противодавления), %	±5
Диапазон скорости двигателя, оборотов/минуту	50-600
Контроль скорости	аналоговый
Точность регулировки мотора, %	±2
Мощность двигателя, Вт	71
Потребляемая мощность, Вт	150
Плавный старт	-
Электронный тормоз	-
Функции безопасности	защита от перегрева
Условия эксплуатации	0 — 40 °С при 80% относительной влажности

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	